



“DOPO APPENA UN’ORA DAL RITIRO DELLA MIA X8, ERO GIÀ NEL BUSH E SULLA SPIAGGIA! UN SOGNO CHE È DIVENTATO REALTÀ E PROBABILMENTE UNA DELLE MIGLIORI SENSAZIONI CHE IO ABBIA MAI PROVATO: LA LIBERTÀ ASSOLUTA.”

Nick
New South Wales

magic
Mobility™

Extreme X8

FUORISTRADA E FUORI DALLE MAPPE

AFFRONTA LA STRADA

O la sabbia, o il bush o la neve.*

*non può essere guidata nell'acqua

LASCIA CHE LA TUA CARROZZINA LAVORI PER TE

Puoi trovare le carrozzine Magic Mobility in cantieri, fattorie, stabilimenti, parchi nazionali, tutte infatti permettono alle persone di continuare a lavorare.



CONOSCI I TUOI LIMITI?

Extreme X8 ti aiuterà a scoprirli ed a sfidarli te stesso per superarli. Abbraccerai la tua libertà.



 **SUNRISE**
MEDICAL.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel +39 0523 573111
Fax +39 0523 570060

E-Mail info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it

V3/ITALY/MAY19

BUILT
TO LAST

CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Magic Mobility Extreme X8 ti dà la libertà che hai sempre saputo di avere. X8 sarà la tua partner su ogni percorso: sabbia, neve e ogni altro terreno. Guida fuoristrada senza rivali, performance ed affidabilità rendono X8 perfetta per avventure fuori porta, per esploratori e lavoratori in ambienti rurali. Se vuoi vivere i grandi spazi aperti, Extreme X8 ti aspetta.

“NOI CREIAMO CARROZZINE PERSONALIZZATE DA 25 ANNI, COSÌ CHE POSSIATE CONTINUARE A VIVERE LA VITA CHE AVETE SCELTO.”

Ashley Daff
Direttore



Dati Tecnici:**

- Lunghezza totale: 1030 mm
- Larghezza totale: 710 mm
- Altezza della seduta a terra: 470 mm (490 mm con pedane swing away)
- Portata massima: 182 kg, 155 kg con elevazione o basculamento
- Velocità massima: 10 km/h
- Motori: 700 W
- Ruote: da fuoristrada da 14"
- Batterie al gel
- Joystick R-Net LCD a colori
- Pedana unica centrale con pedana appoggiapiedi unica
- Schienale con fasce tensionabili e seduta comfort avvolgente.

Movimentazioni:

- Movimentazioni elettroniche: elevazione di 300 mm, basculamento 45°, reclinazione elettronica, posizione sdraiata, pedane elettroniche
- Cuscini e schienali: MPS, schienali posturali, seduta regolabile o su misura
- Appoggiatesta e braccetti di montaggio MPS o posturali
- Pedane: pedana unica centrale, pedane elevabili swing away elettroniche o manuali
- Appoggiapiedi: pedana appoggiapiedi unica o separata fissa/regolabile in inclinazione o modificata su richiesta
- Un range completo di braccioli, di cinture, di imbottiture, di bretellaggi e di elementi di posizionamento sono disponibili direttamente in scheda.

Opzioni e accessori:

- Pulsantiera per movimentazioni elettroniche
- Schienale abbattibile
- Ruote con copertone anti-foratura
- Kit luci e frecce a LED
- Porta USB per caricatore
- Cric per cambio ruote
- Piastra porta bagagli, agganci per borse, borse, tasche, tavolini, porta bicchieri, porta bombola d'ossigeno e ventilatore.
- Comandi alternativi: comandi per accompagnatore, comandi a capo, a mento, comandi a piede e a succhio e soffio, moduli per il controllo ambientale (IR e bluetooth)
- Agganci per il trasporto in auto Crash tested
- Supporti RAM, anche swing away, per tablet, smartphone, telecamere.

La carrozzina giusta per: *

- Avventure fuori strada estreme
- Terreni sconnessi di tutti i giorni per lavoratori rurali e per attività fuori città
- Attività urbane impegnative.

Esempi di colori:



TELAIO ROSSO CON CERCHI NERI



TELAIO BLU CON CERCHI NERI



TELAIO ARANCIONE CON CERCHI NERI

CURA DEL DETTAGLIO

Lavorando insieme possiamo capire come realizzare apposta per te una carrozzina perfetta per le tue esigenze.

Sappiamo che i piccoli dettagli fanno la differenza.

FATTA PER DURARE

Nessun compromesso rispetto alla qualità. Essendo la carrozzina la tua mobilità, l'affidabilità è di primaria importanza. Preferiamo dedicare più tempo al miglioramento dei nostri prodotti piuttosto che alla loro riparazione.



STUDIATA FINO ALL'ULTIMO BULLONE

Se pensiamo che si possa fare meglio, lo facciamo. Il nostro team interno di ingegneri è sempre all'opera, lavorando a fianco di clienti e fisioterapisti. Tutto il Magic team lavora continuamente per migliorare l'esperienza della scelta di una carrozzina Magic Mobility con alte prestazioni per andare dove vuoi.

ORGOGLIOSAMENTE PROGETTATA E PRODOTTA IN AUSTRALIA

Siamo orgogliosi che i nostri prodotti vengano realizzati in Australia. Ci piace incontrare i nostri clienti e ascoltare le loro esigenze che cambiano e riportarle al nostro team di progettisti.



Magic Mobility is part of the Sunrise Medical family.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



*Per favore ricorda che la tua carrozzina ha elementi elettronici e

NON deve essere mai utilizzata in acqua, attraverso fiumi, torrenti o nel mare.

**Specificazioni soggette a cambiamenti. Controllare sempre per l'ultima versione online.

***Varie opzioni di modelli escluse.