

magic
Mobility™

“FINALMENTE UNA CARROZZINA CHE MI PERMETTE DI PERCORRERE TUTTO IL MIO VIALETTA DI CASA.

QUALCHE VOLTA SONO LE PICCOLE COSE CHE FANNO LA DIFFERENZA, COME ESSERE IN GRADO DI ANDARE A PRENDERE LA MIA POSTA IN AUTONOMIA”

Sue
United Kingdom



LUCI E FRECCE

Sei uscito per divertirti un po' ed hai fatto un po' tardi? Accendi le luci che sono applicate con un braccetto in gomma.



PIÙ DA VICINO

I trasferimenti laterali non sono l'unica ragione per cui devi togliere i braccioli.



SEDUTA REHAB

Infinite opzioni per infinite tipologie di utenti.

La nostra gamma di sistemi di seduta è facilmente regolabile e può essere personalizzata per una posizione stabilita, secondo le tue esigenze.

PRENDI IL CONTROLLO

E' disponibile una vasta gamma di comandi alternativi al joystick e di moduli per il controllo ambientale, facili da programmare e da utilizzare.



Frontier V4 RWD
**ANCORA PIÙ
AVVENTURE
SENZA RINUNCE**

 **SUNRISE**
MEDICAL.

Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tél +39 0523 573111

Fax +39 0523 570060

E-Mail info@sunrisemedical.it

www.SunriseMedical.it

V3/ITALY/MAY19

BUILT
TO LAST

CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

Frontier
V4™



FRONTIER V4 REAR WHEEL DRIVE

Una carrozzina elettronica per coloro che sanno quello che vogliono. V4 RWD è pensata per coloro che desiderano andare per strada, ma anche fuoristrada senza rinunciare all'uso in interni.

“NOI CREIAMO CARROZZINE PERSONALIZZATE DA 25 ANNI, COSÌ CHE POSSIATE CONTINUARE A VIVERE LA VITA CHE AVETE SCELTO.”

Ashley Daff
Direttore



Dati Tecnici:**

- Lunghezza totale: 930 mm
- Larghezza totale: 710 mm
- Altezza della seduta a terra: 435 mm
- Raggio di curva: 520 mm
- Portata massima: 182 kg, 155 kg con elevazione o basculamento
- Velocità massima: 10 km/h
- Motori: 800 W
- Ruote motrici: da fuoristrada da 14"
- Ruote anteriori/posteriori: 210x60 mm nere
- Batterie al gel
- Joystick R-Net LCD a colori
- Pedana unica centrale con pedana appoggipiedi unica
- Schienale con fasce tensionabili e seduta comfort avvolgente.
- Agganci Crash tested WC19.

Movimentazioni:

- Movimentazioni elettroniche: elevazione di 300 mm, basculamento 45°, reclinazione elettronica, posizione sdraiata, pedane elettroniche
- Cuscini e schienali: MPS, schienali posturali, seduta regolabile o su misura
- Appoggiatesta e braccetti di montaggio MPS o posturali
- Pedane: pedana unica centrale, pedane elevabili swing away elettroniche o manuali
- Appoggipiedi: Pedana appoggipiedi unica o separata fissa/regolabile in inclinazione o su modificata su richiesta
- Un range completo di braccioli, di cinture, di imbottiture, di bretellaggi e di elementi di posizionamento sono disponibili direttamente in scheda.

Opzioni e accessori:

- Pulsantiera per movimentazioni elettroniche
- Schienale abbattibile
- Ruote con copertone antiforatura
- Kit luci e frecce a LED
- Porta USB per caricatore
- Cric per cambio ruote
- Piastra porta bagagli, agganci per borse, borse, tasche, tavolini, porta bicchieri, porta bombola d'ossigeno e ventilatore.
- Comandi alternativi: comandi per accompagnatore, comandi a capo, a mento, comandi a piede e a succhio e soffio, moduli per il controllo ambientale (IR e bluetooth)
- Agganci per il trasporto in auto Crash tested
- Supporti RAM anche swing away per tablet, smartphone, telecamere.

La carrozzina giusta per: *

- Avventure fuori strada ricreative
- Terreni sconnessi di tutti i giorni per lavoratori rurali e per attività fuori città
- Attività urbane impegnative
- Ambienti interni ampi

Opzioni delle ruote:



V4 REAR WHEEL DRIVE
RUOTE ALL TERRAIN CON CERCHI NERI



V4 REAR WHEEL DRIVE - RUOTE HYBRID
GRIGIE 14"



V4 REAR WHEEL DRIVE - RUOTE HYBRID
NERE 14"

CURA DEL DETTAGLIO

Lavorando insieme possiamo capire come realizzare apposta per te una carrozzina perfetta per le tue esigenze.

Sappiamo che i piccoli dettagli fanno la differenza.

FATTA PER DURARE

Nessun compromesso rispetto alla qualità. Essendo la carrozzina la tua mobilità, l'affidabilità è di primaria importanza. Preferiamo dedicare più tempo al miglioramento dei nostri prodotti piuttosto che alla loro riparazione.



STUDIATA FINO ALL'ULTIMO BULLONE

Se pensiamo che si possa fare meglio, lo facciamo. Il nostro team interno di ingegneri è sempre all'opera, lavorando a fianco di clienti e fisioterapisti. Tutto il Magic team lavora continuamente per migliorare l'esperienza della scelta di una carrozzina Magic Mobility con alte prestazioni per andare dove vuoi.

ORGOGGIOSAMENTE PROGETTATA E PRODOTTA IN AUSTRALIA

Siamo orgogliosi che i nostri prodotti vengano realizzati in Australia. Ci piace incontrare i nostri clienti e ascoltare le loro esigenze che cambiano e riportarle al nostro team di progettisti.



Magic Mobility is part of the Sunrise Medical family.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



*Per favore ricorda che la tua carrozzina ha elementi elettronici e

NON deve essere mai utilizzata in acqua, attraverso fiumi, torrenti o nel mare.

**Specificazioni soggette a cambiamenti. Controllare sempre per l'ultima versione online.

***Varie opzioni di modelli escluse.