



«UNE HEURE APRÈS LA LIVRAISON, JE ME BALADAIS EN FORÊT ET SUR LA PLAGE! UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ ET LE MEILLEUR SENTIMENT QUI SOIT : LA LIBERTÉ TOTALE.»

Nick
Nouvelle-Galles Du Sud,
Australie

PRENEZ LA ROUTE

Ou le sable, la forêt, la neige.*

*Pas conçu pour rouler dans l'eau.

METTEZ-VOUS AU TRAVAIL AVEC VOTRE FAUTEUIL

Les fauteuils roulants Magic Mobility se retrouvent sur des sites de construction, des fermes, des étables, des parcs nationaux - permettant à chacun de continuer de travailler.



CONNAISSEZ-VOUS VOS LIMITES ?

Testez vos limites grâce au fauteuil Extreme X8.



magic
Mobility™

Extreme X8

HORS DES SENTIERS BATTUS



Sunrise Medical SA
Erlenauweg 17
3110 Münsingen
Fon 031 958 3838
info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch

V3/SWISS/APRIL19

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

L'Extreme X8 vous donne une grande liberté, quel que soit le sol sur lequel vous roulez. Du sable, de la boue, de la neige ou le plus dur des chemins, aucun terrain ne pourra vous faire obstacle. Avec une fiabilité et une performance tout-terrain imbattables, le X8 est parfait pour les aventuriers, les explorateurs et les ruraux. Si vous voulez passer du temps en plein air... le X8 est le compagnon idéal !

Données techniques :*

- Longueur : 1030 mm
- Largeur : 710 mm
- Hauteur sol-siège : 470 mm (490 mm avec palettes relevables)
- Charge utile max. : 182 kg, (155 kg avec élévation et inclinaison d'assise)
- Vitesse maximale : 10 km/h
- Moteurs : 4 pôles, 4 x 700 W
- Châssis : blocage de direction, accroches taxi, rouleau anti-bascule
- Roues : tout-terrain 14", noires
- Jantes chromées
- 70 Ah type GEL, sans maintenance
- Boîtier de commande R-Net avec affichage LCD
- Repose-pied central avec palette
- Systèmes d'assise et de dossier : confort, rehab

Options de positionnement :

- Options électriques : module combiné élévation (300 mm) et inclinaison d'assise (0° - 45°), inclinaison de dossier, repose-pied central électrique
- Systèmes d'assise et de dossier : confort, rehab
- Appui-têtes : confort, Magic standard
- Type de fixation d'appui-tête: standard, réglable
- Repose-pieds : central, manuels ou électriques
- Palettes : monobloc, relevables

Options et accessoires :

- Éclairage LED
- Chargeur USB
- Porte-bagage
- autres options et accessoires sur demande

Le bon fauteuil roulant pour :

- des aventures extrêmes en tout terrain
- une conduite tout terrain quotidienne pour le travail, la productivité et la vie à la campagne
- une vie active en plein air, en ville

Couleurs châssis :

- Rouge (standard)
- Bleu
- Noir
- Orange
- Jaune
- Vert
- Camouflage Forêt
- Camouflage Armée
- Flames

Exemple de couleur :



ROUGE - JANTES CHROMÉES




BLEU - JANTES CHROMÉES



«NOUS CRÉONS
DES FAUTEUILS
ROULANTS SUR
MESURE DEPUIS
25 ANS POUR
QUE VOUS
PUISSIEZ VIVRE
VOTRE VIE»

Ashley Daff
DIRECTEUR




LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence.

DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.



DES PRODUITS RÉFLÉCHIS JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe interne d'ingénieurs travaille directement avec des clients et des thérapeutes. Toute l'équipe travaille sans relâche pour améliorer votre expérience et les performances au quotidien de votre fauteuil Magic Mobility.



FIÈREMENT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux d'offrir des produits fabriqués en Australie. Nous aimons rencontrer nos clients, connaître leurs besoins toujours changeants et en prendre bonne note pour retourner à nos croquis.



Magic Mobility fait partie
de la famille Sunrise Medical.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

Découvrez avec nous magicmobility.com.au



*Votre fauteuil roulant est équipé de moteurs électriques et ne doit JAMAIS être conduit dans l'eau, les rivières, les ruisseaux ou la mer.
Sous réserve de modifications techniques. Veuillez chercher en ligne pour trouver la version actuelle.
Certains modèles exclus.