

magic
Mobility™

Extreme X8
**TOME OUTRO CAMINHO
ESQUEÇA O MAPA**



BUILT
TO LAST

CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

Extreme
X8™

“DESDE 1994 QUE
FABRICAMOS
CADEIRAS DE RODAS
FEITAS À MEDIDA,
PARA QUE POSSA
VIVER A VIDA QUE
ESCOLHER”

A. Daff
Director de I+D




**ATENÇÃO AOS
DETALHES**

Trabalhamos consigo para produzirmos uma cadeira de rodas única e personalizada. Estamos conscientes que os pequenos detalhes podem fazer uma grande diferença.

**CONCEBIDA
PARA DURAR**

A cadeira de rodas é o seu meio de mobilidade, por isso, a fiabilidade e a confiança na qualidade dos nossos produtos é da maior importância para nós.



**DESENHO
EXAUSTIVO**

Se acreditamos que podemos fazer melhor, fazemo-lo. A nossa equipa de engenheiros trabalha em conjunto com os nossos clientes e profissionais de saúde com o objetivo de oferecer aos utilizadores a cadeira de rodas Magic Mobility com o melhor rendimento e que lhes permita explorar novos horizontes.



**PROPRIEDADE,
DESENHO E
FABRICAÇÃO
AUSTRALIANA**

Estamos muito orgulhosos dos nossos produtos fabricados na Austrália. Adoramos conhecer os nossos clientes, responder às suas diferentes necessidades, e aplicar os conhecimentos aos nossos programas de desenho.



“UMA HORA DEPOIS DE A RECEBER, ESTAVA NO BOSQUE E NA PRAIA! UM SONHO TORNADO REALIDADES E, QUEM SABE, UM DOS MAIS BELOS SENTIMENTOS QUE JÁ TIVE: LIBERDADE TOTAL.”

Nick
Nova Gales Do Sul

FAÇA-SE À ESTRADA

ou à praia, ao bosque, ou à neve.*

*Não utilizar dentro de água

QUE NADA MUDE A SUA VIDA

As cadeiras de rodas Magic Mobility adaptam-se perfeitamente a zonas de obras, rurais, campo...o que permite que as pessoas possam continuar com a sua vida e trabalho com total normalidade.



MAIS ADRENALINA?

Vá mais longe com a cadeira de rodas elétrica todo-o-terreno Extreme X8. Supere os seus limites!



Extreme
X8™

MAGIC MOBILITY EXTREME X8

A cadeira todo-o-terreno Extreme X8 permitir-lhe-á desfrutar de uma liberdade como nunca antes, seja qual for a superfície pela qual se desloque: areia, lama, neve ou os mais difíceis caminhos pedestres. Será capaz de enfrentar qualquer terreno! O seu rendimento e segurança incomparáveis fora do asfalto convertem-na na cadeira de rodas elétrica 4x4 ideal para aventureiros e exploradores. Se o que procura é passar tempo ao ar livre, X8 da Magic Mobility é a sua aliada!

Especificações técnicas:

- Comprimento: 103 cm (sem apoio de pés)
- Largura: 71 cm
- Altura do assento ao solo: 47 cm
- Peso máximo do utilizador: 182Kg (155kg com elevação ou basculação)
- Velocidade máxima: 10 km/h
- Motores: 700W
- Rodas de 14", pneus todo-terreno de baixa pressão, pretos
- Baterias: 70 Amp
- Comando R-Net com ecrã LCD a cores
- Opção de apoio de pés central elétrico ou abatível manual...
- Assento Rehab (de 30,5 cm a 58,4 cm de largura)
- Pontos de ancoragem para o transporte em veículos, que cumprem com os requisitos do ensaio de colisão WC19

Opções de posicionamento:

- Opções elétricas: elevação de assento de 30 cm, 45º de basculação, encosto reclinável elétrico com compensação (apenas com assentos Rehab), apoios de pés centrais elétricos
- Assento e encosto: MPS, encosto rehab
- Apoio de cabeça e suportes: MPS, rehab (eixo único ou múltiplo, giratório, tipo Y, tipo L), qualquer pedido à medida
- Apoios de pés: apoios de pés centrais, com elevação elétrica, abatíveis manualmente...
- Apoios de pés: 1 ou 2 peças fixas/dobráveis/ângulo ajustável, qualquer pedido à medida
- Ampla gama de apoios de braços, almofadas e encostos, cintos de posicionamento, apoios de cabeça...

Opções e acessórios:

- Kit de luzes LED de 24V
- Carregador USB
- Tomada Jack
- Suporte de malas, suporte para bolsas e mesas, suportes para tablet, suporte para copos...
- Comandos especiais para acompanhante, para a cabeça, mentais ou de controlo do ambiente...
- WC19 crash test, soluções adaptadas às suas necessidades

Opções:



VERMELHO - JANTES NEGRAS



AZUL - JANTES NEGRAS



LARANJA-JANTES NEGRAS

*Excluindo alguns modelos

 **SUNRISE**
MEDICAL.

Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tél 902 14 24 34
Fax 94 648 15 75
www.SunriseMedical.pt



Rev.2 - Maio 2019

magic
Mobility™

 **SUNRISE**
MEDICAL.

Magic Mobility
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia
sales@magicmobility.com.au

