



Frontier V6 All Terrain  
**LIBERDADE  
TODO-O-TERRENO**



**BUILT  
TO LAST**

**CUSTOMISED FOR  
YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN  
MADE**

Frontier  
**V6**™

**“TEMOS MAIS DE  
20 ANOS DE  
EXPERIÊNCIA NO  
FABRICO DE  
CADEIRAS DE  
RODAS POR  
MEDIDA PARA QUE  
POSSA VIVER A  
VIDA QUE  
DESEJA”**

**A. Daff**  
Diretor de I+D



**ATENÇÃO AOS  
DETALHES**

Trabalhamos consigo para produzirmos uma cadeira de rodas única e personalizada. Estamos conscientes que os pequenos detalhes fazem uma grande diferença.



**CONCEBIDA  
PARA DURAR**

A cadeira de rodas é o seu meio de mobilidade, por isso a fiabilidade e a confiança na qualidade dos nossos produtos é da maior importância para nós.



**DESENHO  
EXAUSTIVO**

Se acreditamos que podemos fazer melhor, fazemo-lo. A nossa equipa de engenharia trabalha em conjunto com os clientes e profissionais de saúde com o objetivo de oferecer aos nossos utilizadores a cadeira de rodas Magic Mobility com o melhor rendimento que lhes permita explorar novos horizontes.



**PROPRIEDADE,  
DESENHO E  
FABRICAÇÃO  
AUSTRALIANA**

Estamos muito orgulhosos dos nossos produtos fabricados na Austrália. Gostamos de conhecer os nossos clientes, responder às suas diferentes necessidades e aplicar os conhecimentos aos nossos programas de desenho.





"ESTA CADEIRA NÃO SÓ CUMPRIU AS MINHAS EXPECTATIVAS, MAS AS SUPEROU. NOS QUATRO ANOS QUE LEVO A DESFRUTAR DA SUA UTILIZAÇÃO, FIZ MUITOS KM E NUNCA ME DECECIONEI.

SEMPRE ME LEVOU DE VOLTA A CASA EM SEGURANÇA, QUE É O MAIS IMPORTANTE. COM ESTA CADEIRA POSSO FAZER AS MINHAS DESLOCAÇÕES DIÁRIAS COM TOTAL CONFIANÇA."

Gary Hays - Texas, USA

Frontier  
**V6**™

# FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Experimente a máxima liberdade em exteriores e em interiores! A Frontier V6 All Terrain de Magic Mobility se adapta a qualquer entorno exterior, se adapta a qualquer ambiente exterior, ainda que a sua capacidade de manobra a converta também numa excelente cadeira de interiores graças ao seu tamanho e às suas rodas de tração central. Esta cadeira de rodas elétrica impressionará todos os que preferem caminhos mais irregulares ao asfalto.

## KIT DE ILUMINAÇÃO

Saiu para se divertir e anoiteceu? Acenda as suas potentes luzes LED. Instaladas sobre suportes de borracha, são flexíveis e resistentes a choques.



## ASSENTOS REHAB

Possibilidades infinitas para todas as formas corporais. A gama de assentos Rehab Magic é facilmente ajustável e oferece o melhor suporte e adaptabilidade.

## ESTEJA MAIS PRÓXIMO DOS SEUS

A facilitação das transferências laterais não são a única razão pela qual pode necessitar de rebater os apoios de braços.



## GARANTA O CONTROLO

Disponível com uma ampla gama de sistemas avançados de comandos R-net e controlos de ambiente. Fácil de programar e fácil de usar.

### Especificações técnicas:\*

- Comprimento: 105 cm (sem apoio de pés)
- Largura: 71 cm
- Altura do assento ao solo: 43,5 cm
- Raio de rotação: 58 cm
- Peso máximo do utilizador: 182Kg (155kg com elevação ou basculação)
- Velocidade máxima: 10Km/h
- Motores: 700W
- Rodas centrais de 14", pneus todo-o-terreno de baixa pressão, pretos
- Rodas pequenas de 9", pneumáticos pretos
- Baterias: 70 Amph
- Comando R-Net com ecrã LCD a cores
- Opção de apoio de pés central elétrico, ou abatíveis manualmente...
- Assento Rehab (de 30,5 cm a 58,4 cm de largura)
- Pontos de ancoragem para o transporte em veículos, que cumprem com os requisitos do ensaio de colisão WC19.

\*excluem-se alguns modelos

### Opções de Posicionamento:

- Opções elétricas: Elevação de assento em 30 cm, 45° de basculação, encosto reclinável elétrico com compensação (apenas com assentos Rehab), apoio de pés central elétrico
- Apoios de pés: apoios de pés centrais, com elevação elétrica, abatíveis manualmente...
- Ampla gama de apoios de braços, almofadas e encostos, cintos de posicionamento, apoios de cabeça...

### Opções e acessórios:

- Kit de luzes LED de 24V
- Carregador USB
- Tomada Jack
- Suporte de malas, suporte para bolsas e mesas, suportes para tablet, suporte para copos...
- Comandos especiais para acompanhante, para a cabeça, mentais ou de controlo do ambiente...
- Guarda-lamas, diferentes tipos de pneus...

### A cadeira de rodas ideal para:

- Uso diário
- Aventuras pelo campo

### Opções:



PNEUS TODO-ODO-TERRENO - JANTES PRETAS



PNEUS HÍBRIDOS - PRETOS



PNEUS HÍBRIDOS - CINZA

**SUNRISE**  
MEDICAL

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola, 41  
48498 Arrankudiaga, Vizcaya  
Tél 902 14 24 34  
Fax 94 648 15 75  
www.SunriseMedical.pt



Rev.2 - Maio 2019

magic  
Mobility™

**SUNRISE**  
MEDICAL

Magic Mobility  
+61 3 8791 5600

2/112 Browns Road, Noble Park VIC 3174 Australia  
sales@magicmobility.com.au

