

magic
Mobility™

Magic 360

**SIGUE TU
PROPIO
CAMINO**



TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
DESIGNED

360 magic™



LA CONDUCCIÓN MÁS URBANITA AHORA SE ATREVE CON TODO

SUSPENSIÓN SIN SACUDIDAS

Suspensión en todas las ruedas
Totalmente independiente en cada una de sus ruedas, una suspensión creada por ingenieros expertos en todo tipo de terrenos, diseñada para cuidar de ti y de tu cuerpo.



NO TE QUEDES ATRÁS

Velocidad de 5 km/h con asiento elevado
Porque el mundo no debe pararse para nadie, Magic 360° se desplaza a una velocidad de 5 km/h cuando el asiento está elevado (elevación de asiento opcional).

VE DONDE QUIERAS IR VERSATILIDAD

Elige entre 3 tipos de ruedas intercambiables
Con Magic 360 y la versatilidad que ofrecen sus 3 tipos de ruedas puedes moverte en espacios interiores o en terrenos donde necesitas mayor tracción.



Ruedas Urban de 14"
para una excelente conducción urbana (base de 610mm)



Ruedas Crossover de 14"
para una suspensión y confort adicionales (base de 635mm)



Ruedas off-road de 14"
para la mejor tracción en exteriores (base de 660mm)

CONFIGURA TU SILLA PARA ADAPTARLA A TI, A DONDE QUIERAS IR Y A LO QUE QUIERAS HACER

360° Libertad

La vida plantea desafíos, no los afrontes sólo. Magic 360 es la silla más versátil y compacta del mercado. Auténtico carácter todoterreno, diseño robusto creado en Australia en el que puedes confiar. Escoge el color de la base que mejor va contigo. Escoge el tipo de ruedas con el que ampliar tus horizontes. Magic 360. Tu silla. Tu elección.

Because the world's not flat™

INTERIORES URBANA - TODOTERRENO

Base compacta, desde 610 a 660 mm

La primera silla en su categoría que es capaz de moverse con comodidad en interiores, pero equipada con todo lo que necesitas para salir ahí fuera y disfrutar más.



2X

PURA POTENCIA

2 motores de 800 watts

Porque ningún desafío debe interponerse en el camino de una vida bien vivida, sólo los motores más potentes te permitirán afrontarlos con total confianza.

ELIGE LAS OPCIONES QUE MÁS SE ADAPTAN A TI

Es tu vida y es tu viaje. Tú eliges cómo quieres que sean.

ELIGE TU

> TIPO DE RUEDAS

La clave es su versatilidad, y las 3 opciones disponibles abren un mundo de posibilidades. Fácilmente intercambiables, todas ellas son robustas y muy eficientes.



RUEDAS INTERCAMBIABLES	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
ANCHURA DE LA BASE	610mm	635mm	660mm
TERRENO	Para espacios interiores y urbanos	Suspensión y comodidad adicional	Auténtica conducción off-road

ELIGE TU

> COLOR

La vida no es en blanco y negro. Elige el color de carcasa que más va contigo. Colores vibrantes para los más atrevidos, de camuflaje para los aventureros...hay un color para ti.



MAGIC 360 ESPECIFICACIONES

PESO MÁXIMO USUARIO	160kg		
VELOCIDAD MÁXIMA	10km/h		
	Con elevación de asiento	5km/h	
LONGITUD TOTAL	983mm		
ANCHURA DE BASE	610mm	635mm	660mm
ALTURA DE ASIENTO A SUELO	435mm		
DISTANCIA DEL SUELO A LA BASE	90mm		
RUEDAS PEQUEÑAS	8" macizas		
RADIO DE GIRO	555mm		
MOTORES	2 de 800W en línea		
PESO DE LA SILLA (desde)	Sin funciones eléctricas de asiento. Incluye base, baterías, asiento Rehab, reposapiés centrales		140kg
(Con opciones eléctricas)	Incluye base, baterías, asiento Rehab, elevación eléctrica, basculación y reclinación		175kg
CAJA DE CONTROL	R-net		
BATERÍAS	73Ah gel		
ASIENTO (anchura & profundidad)	405-560mm / 405-610mm		

OPCIONES DE ASIENTO

Elevación 300mm y basculación 45°

Reposapiés elevables 180°

Basculación 50°

Reclinación eléctrica 0-160°

Elevación 300mm



magic
Mobility™

A BRAND OF
SUNRISE
MEDICAL.

SUNRISE
MEDICAL.

Recuerda que tu silla está equipada con motores eléctricos por lo que NUNCA debes conducir atravesando ríos, arroyos o mar. Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso. ©Magic Mobility. Product of Australia.

Explore with us www.magicmobility.com.au



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tél 902 14 24 34
Fax 94 648 15 75
www.SunriseMedical.es

