









SUSPENSÃO SEM CHOQUES

Totalmente independente em cada uma das suas rodas, uma suspensão criada por engenheiros especialistas em todos os tipos de terreno, projetada para cuidar de si e do seu corpo.



360°

A vida apresenta desafios, não os enfrente sozinho. Magic 360 é a cadeira mais versátil e compacta do mercado. Carácter todo-terreno autêntico, desenho robusto projetado na Austrália em que pode confiar. Escolha a cor da base que mais se adapta a si. Escolha o tipo de rodas para expandir os seus horizontes. Magic 360. A sua cadeira. A sua escolha.

NÃO FIQUE PARA TRÁS

Velocidade de 5km/h com assento elevado

Por que o mundo não pode parar, a Magic 360 desloca-se a uma velocidade de 5km/h quando o assento está elevado (elevação de assento opcional).

VÁ AONDE QUISER **VERSATILIDADE**

Escolha entre 3 tipos de rodas intercambiáveis

Com a Magic 360 e a versatilidade que oferecem os seus 3 tipos de rodas, pode movimentar-se em espaços interiores ou terrenos exteriores onde precisará de maior poder de tração.



Rodas Urbanas de 14"

para excelente condução na cidade (base de 610mm) para suspensão e conforto adicionais (base de 635mm)

Rodas Crossover de 14"

Rodas todo-terreno de 14"

para a melhor tração ao ar livre (base de 660mm)



A CONDUÇÃO MAIS **URBANA**

AGORA ATREVA-SE EM TODO O LADO

A primeira cadeira na sua categoria que é capaz de se mover com conforto em interiores, mas equipado com tudo o que

Base compacta, de 610 a 660 mm

precisa para sair e desfrutar ainda mais.

2 motores de 800 watts

Porque nenhum desafio deve impedir uma vida bem vivida, apenas os motores mais potentes permitirão que os enfrente com total confiança.



TODO-TERRENO

ESCOLHA AS OPÇÓES MAIS ADEQUADAS PARA SI

É a sua vida, é a sua viagem. Você escolhe como quer que sejam.

ESCOLHA O > TIPO DE RODAS

A chave é a sua versatilidade e as 3 opções disponíveis que abrem um mundo de possibilidades. De troca muito fácil, todas são robustas a muito aficientes









Tobustus e maito encientes.			
RODAS DE TROCA FÁCIL	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
LARGURA DA BASE	610mm	635mm	660mm
TERRENO	Para espaços interiores e urbanos	Suspensão e conforto adicional	Condução todo-terreno autêntica

ESCOLHA A > SUA COR

A vida não é a preto e branco. Escolha a cor da estrutura que mais tem a ver consigo. Cores vibrantes para os mais atrevidos, camuflagem para os aventureiros... há uma cor para si.



























MAGIC 360 **ESPECIFICAÇÓES**

PESO MÁXIMO DO UTILIZADOR			160kg
VELOCIDADE MÁXIMA			10km/h
	Com elevação de assento		5km/h
COMPRIMENTO TOTAL			983mm
LARGURA DA BASE	610mm	635mm	660mm
ALTURA DO ASSENTO AO SOLO	435mm		
DISTÂNCIA DO SOLO À BASE	90mm		
RODAS PEQUENAS	8" maciças		
RAIO DE GIRO	555mm		
MOTORES	2 de 800W em linha		
PESO DA CADEIRA (desde)	Sem funções elétricas de assento. Inclui base, baterias, assento Rehab, apoio de pés central		
(Com opções elétricas)	Inclui base, baterias, assento Rehab, elevação elétrica, basculação e reclinação 17		175kg
CAIXA DE CONTROLO			R-net
BATERIAS SIZE			73Ah gel
ASSENTO (largura & profundidade)	405-560mm / 406-610mm		







Lembre-se que a sua cadeira está equipada com motores elétricos pelo que NUNCA deve conduzir através de rios, riachos ou no mar. Os nossos produtos estão em constante processo de melhoria, pelo que a Sunrise Medical reserva para si o direito de modificar o desenho e as especificações destes sem aviso prévio. ©Magic Mobility. Product of Australia











Sunrise Medical S.L Polígono Bakiola, 41 48498 Arrankudiaga, Vizcaya Telefone + 34 (0) 902 14 24 34 Fax + 34 (0) 94 648 15 75 www.SunriseMedical.pt