

Magic 360

**PODAZAJ
WŁASNA
DROGA**



TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
DESIGNED

360 magic™



BEZ WSTRZĄSÓW

Ulepszona amortyzacja wszystkich kół

Ten zaprojektowany przez ekspertów wózek do jazdy w każdym terenie ma niezależną amortyzację wszystkich kół, z troski o użytkownika i jego komfort.



UTRZYMUJ TEMPO

5km/h w położeniu uniesionym

Z 12-calowym podniesieniem nie ma mowy o zwolnieniu tempa, ponieważ świat nie zatrzymuje się dla nikogo.

MOŻESZ JECHAĆ WSZĘDZIE WSZECHSTRONNOŚĆ

Trzy opcje kół stosowane zamiennie

Jedź tam, gdzie chcesz: od ciasnych pomieszczeń i biur po parki, ogrody i teren za miastem.



Koła napędowe 14" Urban
zapewniają wyjątkową zwrotność w mieście
(rozstaw 610mm / 24")



Koła napędowe 14" Crossover
dla lepszej amortyzacji i komfortu
(rozstaw 635mm / 25")



Koła napędowe 14" Off-road
zapewniają wyjątkową przyczepność w terenie
(rozstaw 660mm / 26")



MIEJSKA ZWROTNOŚĆ TERAZ W TERENIE

Kompaktowe nadwozie o szerokości 610-660mm

Pierwszy wózek, który jest na tyle kompaktowy, aby łatwo manewrować w pomieszczeniach, a przy tym wyposażony we wszystko, czego potrzeba do jazdy w terenie.



2X

MOC DO DZIAŁANIA

Silniki o mocy 800W

Tylko najmocniejsze silniki pozwolą Ci z absolutną pewnością czerpać więcej z życia.

DOPASUJ DO SWOJEGO STYLU ŻYCIA

To Twoje życie i Twoja podróż. Wybierz, jakie mają być.

WYBIERZ SWÓJ

> STYL KÓŁ NAPĘDOWYCH

Kluczem jest wszechstronność – a trzy rodzaje kół otwierają przed Tobą świat jak nigdy dotąd. Łatwe do wymiany, solidne i trwałe.





RODZAJ KÓŁ	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
ROZSTAW KÓŁ	610mm	635mm	660mm
RZĘBA TERENU	Do wąskich przejazdów, do jazdy w terenie	Do łączenia obu światów	Do dalszych wypraw w terenie

WYBIERZ

> SWÓJ KOLOR

Kreuj swój wizerunek - wybierz kolor wózka, który najlepiej do Ciebie pasuje, od tekstury po wysoki połysk. Chłodna elegancja, żywiołowe barwy, a może mocne akcenty?



MAGIC 360

DANE TECHNICZNE

MAKS. WAGA UŻYTKOWNIKA	160kg		
MAKS. PRĘDKOŚĆ	10km/h		
	w położeniu uniesionym o 12"		5km/h
DŁUGOŚĆ	983mm		
ROZSTAW KÓŁ	610mm	635mm	660mm
ODLEGŁOŚĆ OD SIEDZISKA DO PODŁOŻA	435mm		
WYSOKOŚĆ NAD PODŁOŻEM (PRZEŚWIT)	90mm		
KOŁA (przednie & tylne)	Ø200mm pełne		
PROMIEŃ SKRĘTU	555mm		
SILNIKI	2 x 800W w połączeniu szeregowym		
WAGA WÓZKA (minimum)	Podstawa, akumulatory, siedzisko rehabilitacyjne, centralna płyta podnóżka, brak wspomagania podnoszenia		140kg
(standard)	Podstawa, akumulatory, siedzisko rehabilitacyjne podnoszone elektrycznie, przechylenie, odchylanie oparcia i podnóżki		175kg
ELEKTRONIKA	R-net		
AKUMULATORY	żelowe 73Ah		
SIEDZISKO (głębokość & szerokość)	305-560mm		

STANDARDOWE

FUNKCJE ELEKTRYCZNE

Unoszenie i przechylenie siedziska 12" / 45°

95-180°
Unoszenie
podnóżka

Przechylenie 50°

95-160°
Odchylanie
oparcia

Podnoszenie
siedziska 12"



magic
Mobility™

A BRAND OF

SUNRISE
MEDICAL.

SUNRISE
MEDICAL.

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Elektronowa 6
94-103 Łódź, Poland
Tel +48 42 275 83 38
Email pl@sunrise-medical.pl
www.sunrise-medical.pl

Prosimy pamiętać, że wózek jest wyposażony w silniki elektryczne, dlatego NIGDY nie wolno wjeżdżać nim do wody, rzeki, strumienia czy morza. Aktualna wersja dostępna online. Informacje zawarte w niniejszej broszurze są poprawne i aktualne w momencie jej wydruku, mogą jednak ulec zmianie w dowolnej chwili.
©Magic Mobility. Product of Australia.

Explore with us www.magicmobility.com.au

