



**"UNE HEURE  
APRÈS LA  
LIVRAISON, JE  
ME BALADAIS EN  
FORÊT ET SUR LA  
PLAGE! UN RÊVE  
DEVENU RÉALITÉ  
ET LE MEILLEUR  
SENTIMENT QUI  
SOIT: LA LIBERTÉ  
TOTALE."**

**Nick**  
Nouvelle-Galles Du Sud,  
Australie

**magic**  
*Mobility*™

Extreme X8

**OFF-ROAD  
AND OFF  
THE MAP**

**PRENEZ  
LA ROUTE**

Ou le sable, la forêt,  
la neige.\*

\*Pas conçu pour rouler dans l'eau

**METTEZ-VOUS  
AU TRAVAIL AVEC  
VOTRE FAUTEUIL**

Les fauteuils roulants Magic  
Mobility se retrouvent sur  
des sites de construction, des  
fermes, des étables, des parcs  
nationaux - permettant à  
chacun de continuer de travailler.



**CONNAISSEZ-  
VOUS VOS  
LIMITES?**

Testez vos limites grâce  
au fauteuil Extreme X8.



ZAC de la Vrillonnerie  
17 Rue Michaël Faraday  
37170 Chambray-Lès-Tours  
**Tél** +33 (0) 2 47 55 44 00  
**Fax** +33 (0) 2 47 55 44 03  
**E-Mail** info@sunrisemedical.fr  
**www.SunriseMedical.fr**



V3/France/Oct20

**BUILT  
TO LAST**

**CUSTOMISED FOR  
YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN  
MADE**

*Extreme*  
**X8**™





# MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Le fauteuil roulant Extreme X8 est la pièce maîtresse de notre gamme de produits Magic Mobility. Chaque nouvelle version présente une conception améliorée et axée sur de meilleures performances et plus de fiabilité. Le fauteuil roulant Extreme X8 est le fauteuil roulant 4x4 le plus compacte sur le marché.

## Caractéristiques de base:

- Longueur: 1030 mm
- Largeur: 710 mm
- Hauteur sol-siège: 470-490 mm
- Rayon de giration: 660 mm
- Poids maximum utilisateur 182 kg
- 155 kg avec lift ou bascule d'assise
- Vitesse maximale: 10km/h
- Moteurs: 4 moteurs à engrenages de 700 W
- Roues: basse pression tout terrain noires de 14"
- Batteries: 70 Ah Gel
- Manipulateur R-Net PG Drive
- Relève-jambe central électrique à compensation en option.

## Assise et positionnement:

- Options électriques: lift de 30 cm, inclinaison d'assise et de dossier (45 degrés) dossier inclinable électrique, à compensation (uniquement avec assise Rehab) relève-jambes électrique central à compensation
- Relève-jambes: central ou double, avec palettes rabattables ou Monobloc, manuels ou électriques
- Palettes de repose-pieds: en 1 ou 2 morceaux fixes/escamotables/à angle ajustable, toute autre demande sur mesure
- Une gamme complète d'accoudoirs, de sangles et d'accessoires sur demande.

## Options et accessoires:

- Kit d'éclairage 24V LED
- Chargeur USB
- Prise jack
- Porte-bagage, crochets pour sacs, sac, pochettes, boîtiers secrets, tablettes, porte-gobelet, support à oxygène/ventilation
- Commandes spéciales: possibilité d'avoir une commande tierce-personne, des commandes à la tête, au menton, au pied, par contacteur au soufflé et un contrôle d'environnement.



EXTREME X8 - BLACK RIMS

"NOUS CRÉONS DES FAUTEUILS ROULANTS SUR MESURE DEPUIS 25 ANS POUR QUE VOUS PUISSIEZ VIVRE VOTRE VIE LE PLUS SIMPLEMENT POSSIBLE"

Ashley Daff  
Directeur




## LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence.

## DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.



## DES PRODUITS RÉFLÉCHIS JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe interne d'ingénieurs travaille directement avec des clients et des thérapeutes. Toute l'équipe Magic travaille sans relâche pour améliorer votre expérience et les performances au quotidien de votre fauteuil Magic Mobility.

## FIÈREMENT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux d'offrir des produits fabriqués en Australie. Nous aimons rencontrer nos clients, connaître leurs besoins toujours changeants et en prendre bonne note pour retourner à nos croquis.

\*certains modèles exclus



Magic Mobility +61 3 8791 5600  
sales@magicmobility.com.au

Explore with us [magicmobility.com.au](http://magicmobility.com.au)



Scan for agent locations