



“INNERHALB EINER STUNDE NACH DER LIEFERUNG WAR ICH IM WALD UND AM STRAND ! EIN TRAUM IST WAHR GEWORDEN, UND WAHRSCHEINLICH EINES DER BESTEN GEFÜHLE DIE ICH JE HATTE, ABSOLUTE FREIHEIT.”

Nick
New South Wales

magic
Mobility™

Extreme X8

**OFF-ROAD
AND OFF
THE MAP**

RAUS, AUF DIE STRASSE

Oder durch den Sand, in den Wald oder durch Schnee.*

*Der Rollstuhl darf nicht durch Wasser gefahren werden.

LASSEN SIE IHREN ROLLSTUHL FÜR SICH ARBEITEN

Magic Mobility Rollstühle sind auf Baustellen, auf Bauernhöfen, im Stall und in Nationalparks zu finden - überall erlauben sie es Menschen, weiter zu arbeiten.



KENNEN SIE IHRE GRENZEN?

Der Extreme X8 hilft Ihnen, diese neu zu definieren.



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen

Fon 031 958 3838

E-Mail info@sunrisemedical.ch

www.SunriseMedical.ch



V3/GERMANY/OCT20

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Der Extreme X8 ist das Flaggschiff von Magic Mobility. Unschlagbare Off-Road Performance und Zuverlässigkeit machen den X8 zum perfekten Begleiter für Abenteurer, Entdecker und Landarbeiter. Der Extreme X8 ist der kompakteste Allrad-Elektrollstuhl auf dem Markt.

Technische Daten:*

- Länge: 1030mm
- Breite: 710mm
- Sitzhöhe: 470mm (490mm mit abschwenkbarer Fußstütze)
- Maximales Nutzergewicht: 182kg
- 155kg bei Sitlift oder Sitzneigung
- Höchstgeschwindigkeit: 10km/h
- Motoren: 800W-Getriebemotor
- Räder: Off-Road 14" (145/70-6), schwarz
- Gel-Batterien
- Bedienpult, R-Net mit LCD-Anzeige
- Zentralmontierte Beinstütze mit Fußplatte
- Rückenbespannung und Rehab-Sitzschalen
- (305-585mm breit).*

Rehab-Positionierung:

- Elektrische Optionen: Sitzlift (300mm), Sitzneigung (45°), elektrische Rückenwinkelverstellung, Liegeposition, elektrische Beinstützen
- Sitzsysteme, Rücken: MPS, Rehab-Rücken, anpassbare Sitzschalen
- Kopfstützen und Halterungen: MPS, Rehab
- Beinstützen: zentralmontiert, abschwenkbar, manuell oder elektrisch hochklappbar
- Fußplatten : ein- oder zweiteilig, fixiert/hochklappbar/Winkel verstellbar
- In unserem umfangreichen Katalog finden Sie zahlreiche Armstützen, Polster, Gurte, Halte- und Positionierungsoptionen.

Optionen und Zubehör:

- 24V-LED-Beleuchtung
- USB-Ladegerät
- Gepäckablage, Aufhänger, Taschen, Beutel, Sicherheitsboxen, Tische, Getränkehalter, Träger für Sauerstoffflaschen
- Sondersteuerungen: Begleitpersonen-, Kopf-, Kinn-, Fuß-, Blas- und Saug- und Umfeldsteuerung sind verfügbar
- WC19 Crash Test - konforme Gurte.

Der richtige Rollstuhl für:*

- Extreme Offroad-Abenteurer
- Alltägliches Offroad-Fahren für Leben, Arbeit und Produktivität auf dem Land
- Aktives Leben im Freien in der Stadt.

Optionen:



ROT - SCHWARZE FELGEN



BLAU - SCHWARZE FELGEN



ORANGE - SCHWARZE FELGEN

“WIR STELLEN SEIT 25 JAHREN KUNDENSPEZIFISCH ANGEFERTIGTE ROLLSTÜHLE HER, DAMIT SIE SO LEBEN WIE SIE WOLLEN“

Ashley Daff
GESCHÄFTSFÜHRER




SORGFALT IM DETAIL

In Zusammenarbeit mit Ihnen passen wir Ihren Rollstuhl Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Wir wissen, daß kleine Anpassungen einen großen Unterschied machen.

LANGLEBIG

Qualität ist für uns immer das höchste Gebot. Da Ihr Rollstuhl für Sie Mobilität bedeutet, ist Verlässlichkeit von höchster Bedeutung. Wir investieren lieber Zeit in die Verbesserung unserer Produkte als in deren Reparatur.



DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Wenn wir meinen, daß wir Dinge verbessern können, tun wir es. Unser eigenes Ingenieur-Team arbeitet in der Praxis mit Kunden und Therapeuten zusammen. Das gesamte Magic-Team arbeitet laufend daran, Ihre Zufriedenheit als Kunde zu verbessern, von der Entscheidung für einen Magic-Mobility-Rollstuhl bis hin zu seiner Leistungsfähigkeit an allen Orten, die Sie aufsuchen möchten.



VON EINER AUSTRALISCHEN FIRMA IN AUSTRALIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

Wir sind stolz darauf, daß unsere Produkte in Australien hergestellt werden. Wir lieben es, unsere Kunden zu treffen, ihre sich stets verändernden Bedürfnisse zu hören und diese in den Entwicklungsprozess einzubringen.



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations

*Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser, in Flüsse, Bäche und ins Meer gefahren werden.
*Technische Änderungen vorbehalten. Online nach aktueller Version suchen.
*Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.