



“DOPO APPENA UN’ORA DAL RITIRO DELLA MIA X8, ERO GIÀ NEL BUSH E SULLA SPIAGGIA! UN SOGNO CHE È DIVENTATO REALTÀ E PROBABILMENTE UNA DELLE MIGLIORI SENSAZIONI CHE IO ABBAI MAI PROVATO: LA LIBERTÀ ASSOLUTA.”

**Nick**  
New South Wales

**magic**  
*Mobility*™

Extreme X8

**FUORISTRADA  
E FUORI  
DALLE MAPPE**

**AFFRONTA LA STRADA**

O la sabbia, o il bush o la neve.\*

\*non può essere guidata nell'acqua

**LASCIA CHE LA TUA CARROZZINA LAVORI PER TE**

Puoi trovare le carrozzine Magic Mobility in cantieri, fattorie, stabilimenti, parchi nazionali, tutte infatti permettono alle persone di continuare a lavorare.



**CONOSCI I TUOI LIMITI?**

Extreme X8 ti aiuterà a scoprirli ed a sfidarli te stesso per superarli. Abbraccerai la tua libertà.



**Sunrise Medical S.r.l.**  
Via Riva, 20 - Montale  
29122 Piacenza - Italia

**Tel** +39 0523 573111  
**Fax** +39 0523 570060

**E-Mail** [info@sunrisemedical.it](mailto:info@sunrisemedical.it)  
[www.SunriseMedical.it](http://www.SunriseMedical.it)



V3/ITALY/OCT20

**BUILT TO LAST**

**CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN MADE**

*Extreme*  
**X8**™



# MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Magic Mobility Extreme X8 ti dà la libertà che hai sempre saputo di avere. X8 sarà la tua partner su ogni percorso: sabbia, neve e ogni altro terreno. Guida fuoristrada senza rivali, performance ed affidabilità rendono X8 perfetta per avventure fuori porta, per esploratori e lavoratori in ambienti rurali. Se vuoi vivere i grandi spazi aperti, Extreme X8 ti aspetta.

“NOI CREIAMO CARROZZINE PERSONALIZZATE DA 25 ANNI, COSÌ CHE POSSIATE CONTINUARE A VIVERE LA VITA CHE AVETE SCELTO.”

Ashley Daff  
Direttore



## Dati Tecnici:\*\*

- Lunghezza totale: 1030 mm
- Larghezza totale: 710 mm
- Altezza della seduta a terra: 470 mm (490 mm con pedane swing away)
- Portata massima: 182 kg, 155 kg con elevazione o basculamento
- Velocità massima: 10 km/h
- Motori: 700 W
- Ruote: da fuoristrada da 14"
- Batterie al gel
- Joystick R-Net LCD a colori
- Pedana unica centrale con pedana appoggiapiedi unica
- Schienale con fasce tensionabili e seduta comfort avvolgente.

## Movimentazioni:

- Movimentazioni elettroniche: elevazione di 300 mm, basculamento 45°, reclinazione elettronica, posizione sdraiata, pedane elettroniche
- Cuscini e schienali: MPS, schienali posturali, seduta regolabile o su misura
- Appoggiatesta e braccetti di montaggio MPS o posturali
- Pedane: pedana unica centrale, pedane elevabili swing away elettroniche o manuali
- Appoggiapiedi: pedana appoggiapiedi unica o separata fissa/regolabile in inclinazione o modificata su richiesta
- Un range completo di braccioli, di cinture, di imbottiture, di bretellaggi e di elementi di posizionamento sono disponibili direttamente in scheda.

## Opzioni e accessori:

- Pulsantiera per movimentazioni elettroniche
- Schienale abbattibile
- Ruote con copertone anti-foratura
- Kit luci e frecce a LED
- Porta USB per caricatore
- Cric per cambio ruote
- Piastra porta bagagli, agganci per borse, borse, tasche, tavolini, porta bicchieri, porta bombola d'ossigeno e ventilatore.
- Comandi alternativi: comandi per accompagnatore, comandi a capo, a mento, comandi a piede e a succhio e soffio, moduli per il controllo ambientale (IR e bluetooth)
- Agganci per il trasporto in auto Crash tested
- Supporti RAM, anche swing away, per tablet, smartphone, telecamere.

## La carrozzina giusta per: \*

- Avventure fuori strada estreme
- Terreni sconnessi di tutti i giorni per lavoratori rurali e per attività fuori città
- Attività urbane impegnative.

## Esempi di colori:



TELAIO ROSSO CON CERCHI NERI



TELAIO BLU CON CERCHI NERI



TELAIO ARANCIONE CON CERCHI NERI


## CURA DEL DETTAGLIO

Lavorando insieme possiamo capire come realizzare apposta per te una carrozzina perfetta per le tue esigenze.

Sappiamo che i piccoli dettagli fanno la differenza.

## FATTA PER DURARE

Nessun compromesso rispetto alla qualità. Essendo la carrozzina la tua mobilità, l'affidabilità è di primaria importanza. Preferiamo dedicare più tempo al miglioramento dei nostri prodotti piuttosto che alla loro riparazione.



## STUDIATA FINO ALL'ULTIMO BULLONE

Se pensiamo che si possa fare meglio, lo facciamo. Il nostro team interno di ingegneri è sempre all'opera, lavorando a fianco di clienti e fisioterapisti. Tutto il Magic team lavora continuamente per migliorare l'esperienza della scelta di una carrozzina Magic Mobility con alte prestazioni per andare dove vuoi.

## ORGOGLIOSAMENTE PROGETTATA E PRODOTTA IN AUSTRALIA

Siamo orgogliosi che i nostri prodotti vengano realizzati in Australia. Ci piace incontrare i nostri clienti e ascoltare le loro esigenze che cambiano e riportarle al nostro team di progettisti.



Magic Mobility +61 3 8791 5600  
sales@magicmobility.com.au

Explore with us [magicmobility.com.au](http://magicmobility.com.au)



Scan for agent locations

\*Per favore ricorda che la tua carrozzina ha elementi elettronici e

NON deve essere mai utilizzata in acqua, attraverso fiumi, torrenti o nel mare.

\*\*Specificazioni soggette a cambiamenti. Controllare sempre per l'ultima versione online.

\*\*\*Varie opzioni di modelli escluse.