



"UNA HORA DESPUÉS DE LA ENTREGA, ¡ESTABA EN EL BOSQUE Y EN LA PLAYA! UN SUEÑO HECHO REALIDAD Y QUIZÁS UNO DE LOS SENTIMIENTOS MÁS HERMOSOS QUE HE TENIDO: UNA LIBERTAD TOTAL."

Nick
Nueva Gales Del Sur

magic
Mobility™

Extreme X8

**OFF-ROAD
AND OFF
THE MAP**

ÉCHESE A LA CARRETERA

o a la playa, o al bosque, o a la nieve.*

*No utilizar en cursos de agua

HAGA QUE SU SILLA TRABAJE PARA USTED

Las sillas de ruedas Magic Mobility se pueden encontrar en zonas de obras, granjas, establos, parques nacionales, lo que permite que las personas continúen con su trabajo.



¿CONOCE SUS LÍMITES?

La Extreme X8 le ayudará a encontrarlos.



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
España

Tel 902 14 24 34
Fax 94 648 15 75

E-Mail aitor.ruiz@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es



V3/SPAIN/OCT20

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

La Extreme X8 es la silla de ruedas líder de Magic Mobility. Con cada nuevo lanzamiento mejoramos el diseño y nos centramos en realzar sus prestaciones y fiabilidad. La Extreme X8 es la silla de ruedas todoterreno más compacta del mercado.

Especificaciones básicas:

- Longitud: 1030mm
- Anchura: 710 mm
- Altura del asiento con respecto al suelo: 47 cm (49 cm con swingaway reposapiés)
- Peso máximo: 182 kg
155 kg con lift o tilt
- Velocidad máxima: 10 km/h
- Motores: 700W dirección alineada
- Ruedas: 35,5 cm (145/70-6) negras con tacos
- Baterías: gel
- Controlador Penny & Giles con pantalla LCD (R-Net)
- Apoyapiernas con eje central y un reposapiés
- Respaldo y asiento rehab (de 30,5 cm a 58,4 cm de ancho)*
- Puntos de amarre que cumplen con los requisitos de la prueba de colisión WC19.

Posición rehab:

- Opciones de energía: Lift del asiento 30 cm, tilt (45 grados), inclinación eléctrica, posición para recostarse, elevación del reposapiernas eléctrica
- Asiento y respaldos: MPS, respaldo rehab
- Reposacabezas y soportes: MPS, rehab (eje único o múltiple, giratorio, tipo Y, tipo L), cualquier requerimiento a medida
- Reposapiernas: Eje central, soporte lateral, giratorio, elevación eléctrica
- Reposapiés: 1 o 2 piezas fijas/ plegables/ángulo ajustable, cualquier requerimiento a medida
- Disponemos de una amplia gama de reposabrazos, cinchas, almohadillas, arneses, sujeciones y soportes en nuestro amplio catálogo.

Opciones y accesorios:

- Kit de iluminación con leds 24 V
- Cargador USB
- Jack
- Portaequipajes, gancho para bolsos, bolsas, bolsillos, cajas secretas de seguridad, mesas, posavasos, portaoxígeno y carro para el respirador
- Controles especiales: Disponibles controles para el cuidador, la cabeza, el mentón, beber a sorbos e inhalar, así como controles ambientales.
- WC19 crash test, sujeciones adaptadas a sus necesidades.

Opciones:



ROJO - NEGRO ILANTAS



AZUL - NEGRO ILANTAS



NARANJA - NEGRO ILANTAS

“HEMOS CREADO SILLAS DE RUEDAS HECHAS A MEDIDA DESDE 1994, PARA QUE PUEDAS VIVIR LA VIDA QUE ELIJAS”

Ashley Daff
Directora de I+D




ATENCIÓN AL DETALLE

Si trabajamos juntos, podemos pensar cómo crear una silla de ruedas única para usted. Sabemos que los pequeños detalles suponen una gran diferencia.

DISEÑADA PARA SER DURADERA

Nunca ponemos en riesgo la calidad. Con su silla de ruedas como su medio de movilidad, la fiabilidad es lo primordial.

Empleamos mucho más tiempo en mejorar nuestros productos que en repararlos.



DISEÑADA HASTA EN EL ÚLTIMO TORNILLO

Si creemos que podemos hacerlo mejor, lo haremos. Nuestro equipo interno de experimentados ingenieros trabaja conjuntamente con clientes y terapeutas. Todo el equipo de Magic trabaja constantemente en cómo mejorar el rendimiento de la silla de ruedas Magic Mobility que elegirá para ir a los lugares que desea.



PROPIEDAD, DISEÑO Y FABRICACIÓN AUSTRALIANA

Nos encanta que nuestro producto se fabrique en Australia. Nos encanta conocer a nuestros clientes, escuchar sus necesidades que van cambiando y trasladarlas a nuestra mesa de diseño.

*se excluyen algunos modelos



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations