



“INNERHALB EINER STUNDE NACH DER LIEFERUNG WAR ICH IM WALD UND AM STRAND ! EIN TRAUM IST WAHR GEWORDEN, UND WAHRSCHEINLICH EINES DER BESTEN GEFÜHLE DIE ICH JE HATTE, ABSOLUTE FREIHEIT.”

Nick
New South Wales

magic
Mobility™

Extreme X8

**OFF-ROAD
AND OFF
THE MAP**

RAUS, AUF DIE STRASSE

Oder durch den Sand, in den Wald oder durch Schnee.*

*Der Rollstuhl darf nicht durch Wasser gefahren werden.

LASSEN SIE IHREN ROLLSTUHL FÜR SICH ARBEITEN

Magic Mobility Rollstühle sind auf Baustellen, auf Bauernhöfen, im Stall und in Nationalparks zu finden - überall erlauben sie es Menschen, weiter zu arbeiten.



KENNEN SIE IHRE GRENZEN?

Der Extreme X8 hilft Ihnen, diese neu zu definieren.



V3/SWISS/OCT20

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Extreme
X8™



MAGIC MOBILITY EXTREME X8

Der Extreme X8 ist das Flaggschiff von Magic Mobility. Unschlagbare Off-Road Performance und Zuverlässigkeit machen den X8 zum perfekten Begleiter für Abenteurer, Entdecker und Landarbeiter. Der Extreme X8 ist der kompakteste Allrad-Elektrollstuhl auf dem Markt.

Technische Daten:*

- Länge: 1030 mm
- Breite: 710 mm
- Sitzhöhe: 470 mm (490 mm mit abschwenkbarer Fussstütze)
- Max. Nutzergewicht: 182 kg (155 kg mit Sitzlift und Sitzneigung)
- Höchstgeschwindigkeit: 10 km/h
- Motor: 4 x 800 W
- Fahrwerk: Lenksperre, Transportösen, Sicherheitsrad
- Räder: Allrad 14", schwarz
- Chromfelgen
- 70 Ah Gel-Batterien, wartungsfrei
- R-Net Steuerung mit LCD-Anzeige
- Zentralfussraste mit Fussbrett
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab.

Positionierungs-Optionen:

- Elektrische Optionen: Kombimodul Sitzlift (300 mm) und elektrisch verstellbare Sitzneigung (0° - 45°), elektrische Rückenwinkelverstellung, elektrische Zentralfussraste
- Sitz-, Rückensysteme: Komfort, Rehab
- Kopfstützen: Komfort, Magic standard
- Kopfstützenhalterungen: Standard, verstellbar
- Fussrasten: Zentralmontiert, abschwenkbar, manuell oder elektrisch hochklappbar
- Fussbrett : einteilig, hochklappbar.

Optionen und Zubehör:

- LED-Beleuchtung
- USB-Ladegerät
- Gepäckträger
- Weitere Optionen und Zubehör auf Anfrage.

Der richtige Rollstuhl für:

- Extreme Offroad-Abenteuer
- Alltägliches Offroad-Fahren für Leben, Arbeit und Produktivität auf dem Land
- Aktives Leben im Freien, in der Stadt.

Rahmenfarben:

- Rot (Standard)
- Blau
- Schwarz
- Orange
- Gelb
- Grün
- Camouflage Wald
- Camouflage Militär
- Flammen

Optionen:



ROT - SCHWARZE FELGEN



BLAU - SCHWARZE FELGEN



ORANGE - SCHWARZE FELGEN

“WIR STELLEN SEIT 25 JAHREN KUNDENSPEZIFISCH ANGEFERTIGTE ROLLSTÜHLE HER, DAMIT SIE SO LEBEN WIE SIE WOLLEN”

Ashley Daff
GESCHÄFTSFÜHRER




SORGFALT IM DETAIL

In Zusammenarbeit mit Ihnen passen wir Ihren Rollstuhl Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Wir wissen, dass kleine Anpassungen einen grossen Unterschied machen.

LANGLEBIG

Qualität ist für uns immer das höchste Gebot. Da Ihr Rollstuhl für Sie Mobilität bedeutet, ist Verlässlichkeit von höchster Bedeutung. Wir investieren lieber Zeit in die Verbesserung unserer Produkte als in deren Reparatur.



DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Wenn wir meinen, daß wir Dinge Wenn wir meinen, dass wir Dinge verbessern können, tun wir es. Unser eigenes Ingenieur-Team arbeitet in der Praxis mit Kunden und Therapeuten zusammen. Das gesamte Magic-Team arbeitet laufend daran, Ihre Zufriedenheit als Kunde zu verbessern, von der Entscheidung für einen Magic-Mobility-Rollstuhl bis hin zu seiner Leistungsfähigkeit an allen Orten, die Sie aufsuchen möchten.



VON EINER AUSTRALISCHEN FIRMA IN AUSTRALIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

Wir sind stolz darauf, dass unsere Produkte in Australien hergestellt werden. Wir lieben es, unsere Kunden zu treffen, ihre sich stets verändernden Bedürfnisse zu hören und diese in den Entwicklungsprozess einzubringen.



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations

*Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser, in Flüsse, Bäche und ins Meer gefahren werden.
*Technische Änderungen vorbehalten. Online nach aktueller Version suchen.
*Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.