



“CE FAUTEUIL ROULANT M’A REDONNÉ MA LIBERTÉ ET A OUVERT UN MONDE DE POSSIBILITÉS DANS MA VIE.”

Lisa
Nouvelle-Zélande

magic
Mobility™

Frontier V6 All Terrain

**FOR ULTIMATE
OUTDOOR
ADVENTURE**



SYSTÈMES D’ÉCLAIRAGE COMPLETS

Vous vous êtes bien amusé et il se fait tard? Allumez vos feux. Fixés sur des supports en caoutchouc.



POUR LES INTIMES

Pouvoir rabattre les accoudoirs n’est pas seulement utile pour les transferts de côté...



ASSISES ET POSITIONNEMENT

D’innombrables options pour toutes les morphologies. Nos assises sont facilement ajustables et peuvent être conçues sur mesure pour une position fixe. Tout dépend de vos besoins.

REPRENEZ LE CONTRÔLE

Nous offrons une gamme complète de systèmes de contrôle avancés et de contrôles d’environnement. Faciles à programmer et faciles à utiliser.



ZAC de la Vrillonnerie
17 Rue Michaël Faraday
37170 Chambray-Lès-Tours
Tél +33 (0) 2 47 55 44 00
Fax +33 (0) 2 47 55 44 03
E-Mail info@sunrisemedical.fr
www.SunriseMedical.fr



V3/FRANCE/OCT20

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Ne cherchez plus! Voici notre fauteuil roulant le plus populaire au monde en raison de sa polyvalence. Une merveille d'ingénierie qui s'adapte à tous les environnements. Le Frontier V6 tout-terrain est le fauteuil roulant d'extérieur idéal, bien que sa taille lui permette aussi d'être utilisé à l'intérieur. Sa suspension et ses performances en extérieur vous permettent d'affronter tous les obstacles sur votre chemin.

"NOUS CRÉONS
DES FAUTEUILS
ROULANTS SUR
MESURE DEPUIS
25 ANS POUR QUE
VOUS PUISSIEZ
VIVRE VOTRE VIE
LE PLUS
SIMPLEMENT
POSSIBLE"

Ashley Daff
Directeur




LE SOUCI DU DÉTAIL

En travaillant en étroite collaboration avec vous, nous pouvons concevoir un fauteuil roulant qui sera entièrement vôtre. Nous connaissons les petits détails qui font toute la différence.

DES PRODUITS CONÇUS POUR DURER

Nous ne faisons aucun compromis sur la qualité. Votre fauteuil roulant étant votre mode de déplacement, la fiabilité est primordiale. Nous préférons prendre le temps d'améliorer la conception de nos produits plutôt que d'avoir à les réparer.



DES PRODUITS RÉFLÉCHIS JUSQU'AU MOINDRE BOULON

Dès que nous pensons pouvoir améliorer nos produits, nous le faisons. Notre équipe interne d'ingénieurs travaille directement avec des clients et des thérapeutes. Toute l'équipe Magic travaille sans relâche pour améliorer votre expérience et les performances au quotidien de votre fauteuil Magic Mobility.

FIÈREMENT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN AUSTRALIE

Nous sommes heureux d'offrir des produits fabriqués en Australie. Nous aimons rencontrer nos clients, connaître leurs besoins toujours changeants et en prendre bonne note pour retourner à nos croquis.

Caractéristiques de base:

- Longueur: 1050 mm
- Largeur: 710 mm
- Hauteur sol-siège: 435 mm
- Rayon de giration: 580 mm
- Poids maximum utilisateur 182 kg
- 155 kg avec lift ou bascule d'assise
- Vitesse maximale: 10km/h
- Moteurs: moteur à engrenages de 800 W
- Roues: centrales: standard basse pression tout terrain noires de 14"
- Roues avant et arrière pneumatiques de 9"
- Batteries: 70 Ah Gel
- Manipulateur R-Net PG Drive
- Relève-jambes manuels latéraux ou relève-jambe électrique central.

Assise et positionnement:

- Options électriques: lift de 30 cm, inclinaison d'assise et de dossier (45 degrés), dossier inclinable électrique à compensation (uniquement avec assise Rehab), relève-jambes électrique central
- Relève-jambes: manuels ou électriques, central ou latéraux, avec palettes séparées ou monoblo
- Palettes de repose-pieds: monobloc ou séparées, fixes, relevables ou réglables en angle, toute autre demande sur mesure
- Une gamme complète d'accoudoirs, de sangles et d'accessoires sur demande.

Options et accessoires:

- Kit d'éclairage 24V LED
- Chargeur USB
- Prise jack
- Porte-bagage, crochets pour sacs, sac, pochettes, tablettes, porte-gobelet
- Commandes spéciales: possibilité d'avoir une commande tierce-personne, des commandes à la tête, au menton, au pied, par contacteur au souffle et un contrôle d'environnement.



PNEUS TOUT TERRAIN
- JANTES NOIRES



PNEUS HYBRID - NOIR



PNEUS HYBRID - GRIS

*certains modèles exclus



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations