



**“DIESER
ROLLSTUHL HAT
MIR MEINE
FREIHEIT
ZURÜCKGEBEN
UND MIR MEIN
GANZES LEBEN
WIEDER NEU
ERÖFFNET »”**

**Lisa
NEUSEELAND**

magic
Mobility™

Frontier V6 All Terrain
**FOR ULTIMATE
OUTDOOR
ADVENTURE**



**BELEUCHTUNGS-
SETS**

Sie gehen aus, haben zu viel Spaß, und es wird spät? Schalten Sie Ihr Licht an. Befestigt auf Gummihaltern.



**KOMMEN SIE
SICH NÄHER**

Seitliche Transfers sind nicht der einzige Grund, Ihre Armstütze aus dem Weg zu klappen.



REHAB-SITZE

Unendlich viele Optionen für unendlich viele Körperformen. Sitze unserer Rehab-Serie sind leicht verstellbar oder können für eine bestimmte Position individuell angefertigt werden. Was immer Sie auch brauchen.

**ÜBERNEHMEN
SIE DIE
KONTROLLE**

Zahlreiche besondere Steuerungssysteme und Umfeldsteuerung sind verfügbar. Einfach zu programmieren und einfach zu benutzen.



Sunrise Medical AG
Erlenauweg 17
3110 Münsingen

Fon 031 958 3838

E-Mail info@sunrisemedical.ch
www.SunriseMedical.ch



V3/GERMANY/OCT20

**BUILT
TO LAST**

**CUSTOMISED FOR
YOUR LIFESTYLE**



**AUSTRALIAN
MADE**

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

Suchen Sie nicht länger! Dies ist unser meistverkaufter Rollstuhl weltweit, aufgrund seiner Vielseitigkeit. Schön designed, paßt er sich jeder Umgebung an. Der Frontier V6 All-Terrain ist der ideale Rollstuhl für draußen und doch wegen seiner Größe auch geeignet für drinnen. Seine Federung und Leistungsstärke im Außenbereich hilft Ihnen, das schwierige Auf und Ab des Lebens zu meistern.

Technische Daten:*

- Länge: 1050mm
- Breite: 710mm
- Sitzhöhe: 435mm
- Maximales Nutzgewicht: 182kg,
- 155kg bei Höhenverstellung oder Kantelung
- Höchstgeschwindigkeit: 10kmh
- Motoren: 800W-Getriebemotor
- Räder: 14" (145/70-6), schwarz, genoppt
- Rollen: 2.50-4 schwarz
- Batterien: Gel-Batterien
- R Net - Joystick mit LCD-Display
- Mittig positionierte Fußstütze mit einer Fußplatte
- Bespannte Rückenlehne und Rehab-Sitzschalen (305-585mm)*
- WC19 Crash Test - konforme Gurte.

Rehab-Positionierung:

- Elektrisch einstellbare Optionen: 300mm höhenverstellbarer Sitz, Sitzkantelung (45 Grad), verstellbare Rückenlehne, Liegeposition, höhenverstellbare Fußstützen, Elektrisch einstellbare Optionen: Kantelung (8 Grad und bis zu 70mm Reduktion der Sitzhöhe)
- Sitze und Rückenlehnen: MPS, Rehab-Rückenlehne und verstellbare Sitzschalen, Schaumstoffpolsterung, individuell gefertigte Sitze (hergestellt von unserem eigene Fertigungsteam), Auswahl an gängigen Rückenlehnen und Sitzkissen.
- Kopfstützen und Halterungen: MPS, Rehab (Ein- und Mehrfachachssystem, schwenkbar, Y-Form, L-Form), jegliche kundenspezifische Anforderung
- Fußstützen : mittig positioniert, seitlich angebracht, wegklappbar, elektrisch höhenverstellbar.

- Fußplatten : ein- oder zweiteilig, fixiert/hochklappbar/ Winkel verstellbar, jegliche kundenspezifische Anforderung
- In unserem umfangreichen Katalog finden Sie zahlreiche Armstützen, Polster, Gurte, Halte- und Unterstützungsvorrichtungen.

Optionen und Zubehör:*

- 24V-LED-Beleuchtung
- USB-Ladegerät
- Hebevorrichtung
- Gepäckablage, Aufhänger, Taschen, Beutel, Sicherheitsboxen, Tische, Getränkehalter, Träger für Sauerstoffflaschen
- Sondersteuerungen: Begleitpersonen-, Kopf-, Kinn-, Fuß-, Blas- und Saug- und Umfeldsteuerung sind verfügbar
- Reifenset für den Innenbereich: dünnere, graue Reifen und Räder, wenn Sie keine Geländefähigkeiten benötigen. Dies verringert auch die Größe des Rollstuhls.

Optionen:



V6 ALL TERRAIN - SCHWARZ FELGEN



V6 HYBRID - SCHWARZ RÄDER



V6 HYBRID - GRAU RÄDER

*Ihr Rollstuhl ist mit Elektromotoren ausgestattet und darf NIEMALS durch Wasser, in Flüsse, Bäche und ins Meer gefahren werden.

*Technische Änderungen vorbehalten. Online nach aktueller Version suchen.

*Verschiedene Modelloptionen ausgeschlossen.



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations

“WIR STELLEN SEIT 25 JAHREN KUNDENSPEZIFISCH ANGEFERTIGTE ROLLSTÜHLE HER, DAMIT SIE SO LEBEN WIE SIE WOLLEN”

Ashley Daff
GESCHÄFTSFÜHRER




SORGFALT IM DETAIL

In Zusammenarbeit mit Ihnen passen wir Ihren Rollstuhl Ihren persönlichen Bedürfnissen an. Wir wissen, daß kleine Anpassungen einen großen Unterschied machen.

LANGLEBIG

Qualität ist für uns immer das höchste Gebot. Da Ihr Rollstuhl für Sie Mobilität bedeutet, ist Verlässlichkeit von höchster Bedeutung. Wir investieren lieber Zeit in die Verbesserung unserer Produkte als in deren Reparatur.



DURCHDACHT BIS INS KLEINSTE DETAIL

Wenn wir meinen, daß wir Dinge verbessern können, tun wir es. Unser eigenes Ingenieur-Team arbeitet in der Praxis mit Kunden und Therapeuten zusammen. Das gesamte Magic-Team arbeitet laufend daran, Ihre Zufriedenheit als Kunde zu verbessern, von der Entscheidung für einen Magic-Mobility-Rollstuhl bis hin zu seiner Leistungsfähigkeit an allen Orten, die Sie aufsuchen möchten.



VON EINER AUSTRALISCHEN FIRMA IN AUSTRALIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

Wir sind stolz darauf, daß unsere Produkte in Australien hergestellt werden. Wir lieben es, unsere Kunden zu treffen, ihre sich stets verändernden Bedürfnisse zu hören und diese in den Entwicklungsprozess einzubringen.