



"QUESTA CARROZZINA HA INCONTRATO E SODDISFATTO TUTTE LE MIE ASPETTATIVE. HO VIAGGIATO IN LUNGO E IN LARGO... IN QUESTI 4 ANNI DI UTILIZZO NON SI È MAI FERMATA E NON MI HA MAI ABBANDONATO. MI HA SEMPRE RIPORTATO A CASA, QUESTO È L'IMPORTANTE. MI SENTO AL SICURO QUANDO ESCO DI CASA PER LE MIE ESCURSIONI."

Gary Hays - Texas, USA

magic
Mobility™

Frontier V6 All Terrain
**PER GRANDI
AVVENTURE
ALL'APERTO**

LUCI E FRECCE

Sei uscito per divertirti un po' ed hai fatto un po' tardi? Accendi le luci che sono applicate con un braccetto in gomma.



PIÙ DA VICINO

I trasferimenti laterali non sono l'unica ragione per cui devi togliere i braccioli.



SEDUTA REHAB

Infinite opzioni per infinite tipologie di utenti. La nostra gamma di sistemi di seduta è facilmente regolabile e può essere personalizzata per una posizione stabilita, secondo le tue esigenze.

PRENDI IL CONTROLLO

E' disponibile una vasta gamma di comandi alternativi al joystick e di moduli per il controllo ambientale, facili da programmare e da utilizzare.



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza - Italia

Tel +39 0523 573111
Fax +39 0523 570060

E-Mail info@sunrisemedical.it
www.SunriseMedical.it



V3/ITALY/OCT20

BUILT TO LAST

CUSTOMISED FOR YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN MADE

Frontier
V6™



FRONTIER V6 ALL TERRAIN

La nostra carrozzina elettronica più popolare in tutto il mondo, Magic Mobility Frontier V6 All Terrain, è ideale per l'esterno, eppure le sue dimensioni e manovrabilità favoriscono un'ottima performance anche in ambienti interni. Se desideri performance e versatilità, Frontier V6 All Terrain ti stupirà!

"NOI CREIAMO CARROZZINE PERSONALIZZATE DA 25 ANNI, COSÌ CHE POSSIATE CONTINUARE A VIVERE LA VITA CHE AVETE SCELTO."

Ashley Daff
Direttore




CURA DEL DETTAGLIO

Lavorando insieme possiamo capire come realizzare apposta per te una carrozzina perfetta per le tue esigenze.

Sappiamo che i piccoli dettagli fanno la differenza.

FATTA PER DURARE

Nessun compromesso rispetto alla qualità. Essendo la carrozzina la tua mobilità, l'affidabilità è di primaria importanza. Preferiamo dedicare più tempo al miglioramento dei nostri prodotti piuttosto che alla loro riparazione.



STUDIATA FINO ALL'ULTIMO BULLONE

Se pensiamo che si possa fare meglio, lo facciamo. Il nostro team interno di ingegneri è sempre all'opera, lavorando a fianco di clienti e fisioterapisti. Tutto il Magic team lavora continuamente per migliorare l'esperienza della scelta di una carrozzina Magic Mobility con alte prestazioni per andare dove vuoi.

ORGOGGIOSAMENTE PROGETTATA E PRODotta IN AUSTRALIA

Siamo orgogliosi che i nostri prodotti vengano realizzati in Australia. Ci piace incontrare i nostri clienti e ascoltare le loro esigenze che cambiano e riportarle al nostro team di progettisti.

Dati Tecnici:**

- Lunghezza totale: 1050 mm
- Larghezza totale: 710 mm
- Altezza della seduta a terra: 435 mm
- Raggio di curva: 580 mm
- Portata massima: 182 kg, 155 kg con elevazione o basculamento
- Velocità massima: 10 km/h
- Motori: 800 W
- Ruote motrici: da fuoristrada da 14"
- Ruote anteriori/posteriori: 210x60 mm nere
- Batterie al gel
- Joystick R-Net LCD a colori
- Pedana unica centrale con pedana appoggiapiedi unica
- Schienale con fasce tensionabili e seduta comfort avvolgente.
- Agganci Crash tested WC19.

Movimentazioni:

- Movimentazioni elettroniche: elevazione di 300 mm, basculamento 45°, reclinazione elettronica, posizione sdraiata, pedane elettroniche
- Cuscini e schienali: MPS, schienali posturali, seduta regolabile o su misura
- Appoggiatesta e braccetti di montaggio MPS o posturali
- Pedane: pedana unica centrale, pedane elevabili swing away elettroniche o manuali
- Appoggiapiedi: pedana appoggiapiedi unica o separata fissa/regolabile in inclinazione o modificata su richiesta
- Un range completo di braccioli, di cinture, di imbottiture, di bretellaggi e di elementi di posizionamento sono disponibili direttamente in scheda.

Opzioni e accessori:

- Pulsantiera per movimentazioni elettroniche
- Schienale abbattibile
- Ruote con copertone antiforatura
- Kit luci e frecce a LED
- Porta USB per caricatore
- Cric per cambio ruote
- Piastra porta bagagli, agganci per borse, borse, tasche, tavolini, porta bicchieri, porta bombola d'ossigeno e ventilatore.
- Comandi alternativi: comandi per accompagnatore, comandi a capo, a mento, comandi a piede e a succhio e soffio, moduli per il controllo ambientale (IR e bluetooth)
- Agganci per il trasporto in auto Crash tested
- Supporti RAM, anche swing away, per tablet, smartphone, telecamere.

La carrozzina giusta per: *

- Avventure fuori strada ricreative
- Terreni sconnessi di tutti i giorni per lavoratori rurali e per attività fuori città
- Attività urbane impegnative
- Ambienti interni ampi.

Opzioni delle ruote:



V6 ALL TERRAIN - RUOTE ALL TERRAIN CON CERCHI NERI



V6 HYBRID - RUOTE HYBRID GRIGIE 14"



V6 HYBRID - RUOTE HYBRID NERE 14"

*Per favore ricorda che la tua carrozzina ha elementi elettronici e NON deve essere mai utilizzata in acqua, attraverso fiumi, torrenti o nel mare.

**Specificazioni soggette a cambiamenti. controllare sempre per l'ultima versione online.

***Varie opzioni di modelli escluse.



Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au

Explore with us magicmobility.com.au



Scan for agent locations