

magic
Mobility™

Magic 360

**SEGUI LA
TUA STRADA**



BUILT
TO LAST

TAILORED FOR
YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
MADE

360 magic™



LA MANOVRABILITÀ URBANA ORA VA IN FUORISTRADA

Telaio compatto di larghezza totale da 610 a 660mm
La prima carrozzina che è sufficientemente compatta da muoversi agevolmente negli spazi interni, ma che è, allo stesso tempo, equipaggiata con tutto ciò che serve per muoversi nei grandi spazi aperti.

NESSUNO SCOSSONE

Le sospensioni su tutte e quattro le ruote

Migliorate dai nostri esperti di guida in fuoristrada, sono completamente indipendenti e si prendono cura di te e del tuo corpo.



MANTIENI IL PASSO

Velocità a 5 km/h con la seduta elevata elettronicamente

Non c'è alcun rallentamento con la seduta elevata a 300 mm, perchè il mondo non si ferma per nessuno.

VERSATILITÀ PER ANDARE OVUNQUE

Scegli tra 3 diversi tipi di ruote interscambiabili

Per andare dove desideri, dagli stretti spazi interni di casa o dell'ufficio, ai parchi, ai giardini, sino ai terreni fuoristrada.



Versione Urban: ruote motrici da 14"
per una grandissima manovrabilità urbana
(larghezza totale di 610 mm)



Versione Crossover: ruote motrici da 14"
per ancora maggiore comfort grazie alle sospensioni
maggiorate (larghezza totale da 635mm)



Versione Off-road: ruote motrici da 14"
per una grandissima forza di trazione negli spazi aperti
(larghezza totale 660 mm)

CONFIGURA LA TUA CARROZZINA PER ADATTARLA A DOVE DEVI ANDARE ED A CIÒ CHE VUOI FARE.

360° Freedom

Magic 360 è la carrozzina elettronica compatta, con capacità di andare in fuoristrada, più versatile del mondo.

Fatta su misura per il mondo nel quale vivi, Magic 360 ti fa scegliere la vita che vuoi. Personalizza la carrozzina per adattarla ai tuoi gusti. Individua le ruote adatte alle avventure che hai in mente. Scegli il mondo su misura per te. La tua carrozzina. La tua scelta.

Because the world's not flat™

DAGLI STRETTI SPAZI

INTERNI, ALLE STRADE ED AI CONTESTI URBANI,

DAGLI SPAZI APERTI IN MEZZO ALLA NATURA AL FUORISTRADA.



DOPPIA POTENZA

grazie a 2 motori da 800 watt

Solo motori molto potenti come questi ti permettono di fare ancora più attività con la massima tranquillità.

PERSONALIZZA IL TUO STILE DI VITA

Questi sono la tua vita ed il tuo viaggio. Scegli come vuoi essere.

SCEGLI LO STILE

> DELLE TUE RUOTE MOTRICI

La flessibilità è fondamentale: 3 diversi tipi di ruote motrici ti aprono il mondo come mai prima. Facili da scambiare, forniscono tutte grandi performance.



RUOTE INTERSCAMBIABILI	URBAN 14"	CROSSOVER 14"	OFF-ROAD 14"
LARGHEZZA TOTALE DELLA BASE	610 mm	635 mm	660 mm
TIPO DI TERRENO	Per spazi stretti in interni e per la vita in città	Per ogni situazione che sia una via di mezzo tra la vita in città ed una percorrenza fuoristrada	Per andare fuoristrada

SCEGLI IL COLORE

> DEL TUO STILE

Costruisci la tua immagine e scegli il colore della tua carrozzina che ti si adatta meglio. Da un colore strutturato ad uno molto luminoso. Eleganza, lucentezza brillante, o tonalità aspra.



CARATTERISTICHE TECNICHE MAGIC 360

PORTATA MASSIMA	160 kg		
VELOCITA' MASSIMA	10 Km/h		
	con elevazione della seduta di 300 mm		
	5 Km/h		
LUNGHEZZA TOTALE	983 mm		
LARGHEZZA TOTALE DELLA BASE	610 mm	635 mm	660 mm
ALTEZZA DELLA SEDUTA	435 mm		
DISTANZA DA TERRA	90 mm		
RUOTINE PIROETTANTI (ant. e post.)	8" piene		
DIAMETRO CERCHIO DI STERZATA	555 mm		
MOTORI	2 x 800W in linea		
PESO DELLA CARROZZINA (minimo)	base, batterie, seduta rehab, pedana unica centrale, nessuna funzione elettronica		
	140 kg		
	(standard) base, batterie, seduta rehab con funzioni elettroniche (seduta elevabile, basculamento, reclinazione, pedana unica)		
	175 kg		
TIPO DI ELETTRONICA	R-net 120A		
BATTERIA	73Ah gel		
SEDUTA (profondità e larghezza)	305-560 mm		

FUNZIONI ELETTRONICHE STANDARD



Because the world's not flat

Magic Mobility +61 3 8791 5600
sales@magicmobility.com.au
Explore with us magicmobility.com.au



FAMILY OF BRANDS



Fate la scansione del qr code per trovare il distributore del vostro paese



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza, Italia
Tel +39 0523 573111
Fax +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it

Per favore, ricordate sempre che la vostra carrozzina ha motori elettrici e che, quindi, non deve mai essere utilizzata per attraversare corsi d'acqua e nemmeno per immergervi in fiumi, torrenti ed in mare. Specifiche soggette a cambiamenti, verificate sempre online l'ultima versione.
©Magic Mobility. Product of Australia.



M360_ITA_04_2021_vCO2