

ライフスタイルに合わせて

あなたの人生であり、あなたの旅路です。どう進みたいのかは、自分で選んでください。



選べる
 > 駆動ホイール
 簡単に交換できるのが魅力 - 3つの異なるホイールスタイルが、かつてないほどあなたの世界を広げます。地形に合わせて簡単に交換可能です。



ホイール スタイル	アーバン 14"	クロスオーバー 14"	オフロード 14"
ベース幅	610mm / 24"	635mm / 25"	660mm / 26"
地形	狭い室内・街での生活に	屋内・街中 と オフロード の中間	オフロードを突き進む

選べる
 > カラー スタイル
 車いすは、あなたのスタイルと個性を反映するものでなければなりません。ソリッドメタリックのアクセントカラーやハイドロディップ柄からお選び下さい。



MAGIC 360 製品仕様			
耐荷重	160kg		
最大速度	10km/h ※スポーツ専用		
最大速度 (電動昇降時)	5km/h		
ベース長	983mm / 38.7"		
ベース幅	610mm / 24"	635mm / 25"	660mm / 26"
座面高	435mm / 17"		
最低地上高	90mm / 3.5"		
キャスター (前輪 & 後輪)	Ø200mm / 8" ソリッド		
ベース回転半径	555mm / 21"		
モーター	2 x 800W 一列ギア		
重量 (最小)	ベース、バッテリー、リハシート、センターポスト、レッグレスト、電動昇降機能なし		
	149kg		
(標準)	ベース、バッテリー、電動昇降・ティルト・リクライニング・レッグレスト機能付き リハシート		
	175kg		
電子機器	R-net		
バッテリーサイズ	73A ゲル		
シーティング (奥行 & 幅)	305~560mm / 12~22"		

標準 電動シーティング機能



Magic 360
 行きたい道を
 突き進む



車いすには、電動モーターが搭載されていますので、決して 水の中や、川、小川、海など走行しないで下さい。最新版はオンラインで確認してください。当カタログに記載されている情報および仕様は、印刷時のものであり、変更される場合があります。

©Magic Mobility. オーストラリア製
 サンライズメディカルジャパン株式会社 Email info@sunrisemedical.jp

詳しくはHP <https://www.sunrisemedical.jp/>



M360_ENG/02.2023_VC06

TAILORED FOR
 YOUR LIFESTYLE



AUSTRALIAN
 MADE





揺れない

改良型 全輪サスペンション

全地形エキスパートによって設計された改良型 全輪サスペンションは、全てのホイールサスペンションが完全に独立しており、あなたとあなたの体を守ります。



同じペースで

12" (30.48cm) 昇降中も 5km/h で走行

昇降中も同じように進み続けられます。
世界は誰のためにも止まらないから。

どこでも行ける 万能型

3つのホイール オプションから選択可能

狭い屋内やオフィスから、
公園、庭園、オフロードまで、
好きな場所にお出かけください。



CONFIGURE YOUR CHAIR TO SUIT WHERE YOU NEED TO GO AND

WHAT YOU WANT TO DO

360° Freedom

マジック 360 は、オフロード走行が可能な世界で最も万能なコンパクト電動車いすです。あなたが生活する環境に合わせてカスタマイズでき、あなたが望む人生を選択することができます。

お好みに合わせてボディスタイルを設定したり、
行きたい冒険に合うホイールを選んだりできます。

世界をあなたに合わせよう。
あなたの車いす。あなたの地形。あなたの選択。
世界は平らではないのだから

Because the world's not flat™

FROM

TIGHT INDOORS, URBAN

STREETSCAPES TO OFF-ROAD



アーバン 14" 駆動ホイール
最強の機動性 (610mm / 24" 幅)



クロスオーバー 14" 駆動ホイール
更なるサスペンションと快適性 (635mm / 25" 幅)



オフロード 14" 駆動ホイール
屋外での 究極のけん引力 (660mm / 26" 幅)

都市の操作性が いま オフロード でも可能に

610~660mm 幅のコンパクトボディ

屋内でも楽に操作できるコンパクトさと
アウトドアに必要なすべてを備えた
初めての電動車いす



2倍の パフォーマンス パワー

800 ワット モーター
最もパワフルなモーターだけが
絶対的な自信をもって
人生のより多くのことに
挑戦することを可能にします