

# STYLE ET CONFORT DANS VOS DÉPLACEMENTS

Équipez votre fauteuil selon vos envies. Profitez d'un vaste éventail d'options pensées pour satisfaire vos besoins en termes de confort, de maintien et de style de vie.

**magic**  
Mobility™

## DES OPTIONS ADAPTÉES À VOS TRAJETS

Équipez votre fauteuil roulant et partez en balade des journées entières ! Choisissez parmi de nombreux accessoires, comme des porte-gobelets, bacs de rangement, porte-bagages, étuis de transport, supports pour téléphones et chargeurs, et sélectionnez les options électriques d'assise ainsi que les fonctionnalités qui promettent de rendre vos déplacements toujours plus agréables.



## SYSTÈME D'ASSISE REHAB OU CONFORT (MPS)

Choisissez votre dossier et assise Rehab ou Confort (MPS), et parmi une vaste gamme d'options, comme les dossiers rabattables ou amovibles pour faciliter le transport, des supports de joystick escamotables et de nombreux modèles d'appui-têtes. Toutes nos options d'assise sont fournies sur tous les modèles Magic Mobility.



## LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Choisissez parmi nos trois coloris les plus appréciés. Notre élégante finition métallisée de haute qualité apporte un plus esthétique à votre fauteuil et donne de la profondeur à la gamme XT.



## XT2 SPÉCIFICATIONS

POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR	136kg / 300lb
VITESSE MAXIMALE	10km/h / 6.2mph
VITESSE MAXIMALE (avec lift)	5km/h / 3.1mph
LONGUEUR DE LA BASE	1110mm / 44"
LARGEUR DE LA BASE	685mm / 27"
ROUES	Pneus Urban 14" x 3"
HAUTEUR SOL-SIÈGE	480mm / 19"
GARDE AU SOL	100mm / 4"
RAYON DE BRAQUAGE	1750mm / 69"
MOTEURS	2 moto-réducteurs en ligne de 850 Watts
POIDS DU FAUTEUIL (minimum)	Base, batteries, assise Rehab, repose-jambe central, sans fonction de lift électrique 177kg / 390lb
(standard)	Base, batteries, assise Rehab avec lift, dossier inclinable, bascule d'assise et repose-jambe électriques 212kg / 467lb
ÉLECTRONIQUE	R-net
CAPACITÉ BATTERIE	115Ah (C20)
ASSISE (profondeur et largeur)	305-610mm / 12-24"

## FONCTIONS ÉLECTRIQUES



Votre Fauteuil,  
Votre Style de vie



**magic**  
Mobility®

Because the world's not flat

Magic Mobility +61 3 8791 5600  
enquiries@magicmobility.com.au  
Site WEB: magicmobility.com.au

**SUNRISE**  
MEDICAL.



Pour plus d'informations,  
scannez le QR code

**SUNRISE**  
MEDICAL.

Sunrise Medical SAS | ZAC  
De La Vrillonnerie, 17 Rue Michaël Faraday  
- 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS - France  
+(33) (0) 2 47 55 44 00  
info@sunrisemedical.fr  
Partez avec nous magicmobility.com.au



**XT2**™

Comme tout fauteuil roulant équipé de moteurs, votre fauteuil ne doit JAMAIS rouler dans l'eau, dans les rivières, les ruisseaux et la mer. Vérifiez en ligne la version la plus récente. Les informations et spécifications contenues dans la présente brochure sont correctes et actualisées au jour de la publication. Elles peuvent être modifiées à tout moment. ©Magic Mobility. Produit fabriqué en Australie.

XT2\_FRENCH\_APRIL2025\_V04

# XT2™



## LA PROMESSE D'UNE *Aventure*

Avec le XT2, vous irez loin ! Laissez-vous porter, voir et vivre des choses comme jamais auparavant. Son long empattement et sa traction arrière, ainsi que sa suspension indépendante à l'avant et à l'arrière, garantissent fiabilité et stabilité. Il impressionne par ses moteurs extrêmement puissants et ses batteries à grande autonomie. Grâce à la direction assistée et contrôlée par joystick, vous pouvez manœuvrer facilement et avec précision. Équipé d'options d'assise personnalisées, de multiples fonctions et d'accessoires conçus pour vous emmener toujours plus loin. À vous l'aventure ! Votre aventure, à votre façon.

### ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Ne vous laissez pas surprendre par l'obscurité ! Déplacez-vous en toute sécurité avec notre système d'éclairage LED intégré, à l'avant comme à l'arrière.



### PUISSANCE ET AGILITÉ

**Deux moteurs de 850 watts**  
Chaque roue motrice arrière du XT2 est alimentée par des moto-réducteurs en ligne de 850 Watts fournissant la puissance nécessaire pour parcourir de longues distances, graver les côtes, négocier les pentes et franchir les obstacles en toute simplicité.



### STABILITÉ ET SUSPENSION BREVETÉE

#### Suspensions avant et arrière indépendantes

Chaque roue est montée sur son propre bras pivotant qui s'adapte de manière autonome et en souplesse aux caractéristiques du terrain. Ce faisant, les quatre roues sont plus souvent en contact avec le sol, même lorsque vous évoluez à vive allure sur des surfaces accidentées et inégales. Plus de stabilité, de confort et de contrôle pour une conduite sans effort, en toute sérénité.

### AUTONOMIE ÉTENDUE

#### Batteries de 115 Ah

Batteries haute capacité\* fournies de série sur le XT2, pour une autonomie supérieure par rapport à nos batteries standard. Profitez de la liberté envoi des limites repoussées avec la certitude de pouvoir rentrer au terme d'une longue et palpitante journée.

\*115 Ah au taux de décharge C20.



### CONTRÔLE PRÉCIS EN MARCHÉ AVANT/ARRIÈRE

#### Direction assistée

Pour se déplacer, le XT2 fait appel à des différentiels combinés à un servo de direction de pointe. La direction intuitive du joystick du fauteuil roulant confère un sentiment de réactivité et de sécurité, doublé d'un contrôle sans effort, à quelque vitesse que ce soit.



Because the world's not flat™