

PARÉ POUR L'AVENTURE

Pour celles et ceux qui aiment repousser leurs limites. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ?

FONCTIONNALITÉS ET ACCESSOIRES TOUT-TERRAIN

Le XT4 offre une série de fonctions électriques, de systèmes d'assise et d'accessoires conçus pour vous aider à aller au bout de l'aventure. Loisirs, tourisme ou plage, tout est à votre portée, dans le confort d'un fauteuil parfaitement adapté. Avec des accessoires variés, comme le kit anti-crevaisson, le support pour caméra, le pare-soleil et le porte-canne à pêche, tout a été pensé pour l'aventure et l'exploration.



SYSTÈME D'ASSISE REHAB OU CONFORT (MPS)

Choisissez votre dossier et assise Rehab ou Confort (MPS), et parmi une vaste gamme d'options, comme les dossiers rabattables ou amovibles pour faciliter le transport, des supports de commande escamotables et de nombreux modèles d'appui-têtes. Toutes nos options pour les systèmes d'assise sont fournies sur tous les modèles Magic Mobility.



LA COULEUR DE VOTRE CHOIX

Choisissez parmi nos trois coloris les plus appréciés. Notre élégante finition métallisée de haute qualité apporte un plus esthétique à votre fauteuil et donne de la profondeur à la gamme XT.



XT4 SPÉCIFICATIONS

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| POIDS MAX. DE L'UTILISATEUR | Avec lift/basculé d'assise électrique | 160kg / 350lb |
| | Avec châssis fixe | 182kg / 401lb |
| VITESSE MAXIMALE | | 10km/h / 6.2mph |
| VITESSE MAXIMALE (avec lift) | | 5km/h / 3.1mph |
| LONGUEUR DE LA BASE | | 1000mm / 39" |
| LARGEUR DE LA BASE | | 700mm / 27.5" |
| ROUES | | Pneus Tout-terrain 145 / 70-6 |
| COULEURS DES JANTES | | Noir / Argent |
| HAUTEUR SOL-SIÈGE | | 480mm / 19" |
| GARDE AU SOL | | 100mm / 4" |
| RAYON DE BRAQUAGE | | 1410mm / 55.5" |
| MOTEURS | | 4 moto-réducteurs en ligne de 700 Watts |
| POIDS DU FAUTEUIL (minimum) | Base, batteries, assise Rehab, repose-jambe central, sans fonction lift électrique | 185kg / 408lb |
| (standard) | Base, batteries, assise Rehab avec lift, dossier inclinable, bascule d'assise et repose-jambe électriques | 220kg / 485lb |
| ÉLECTRONIQUE | | R-net |
| CAPACITÉ BATTERIE | | 115Ah (C20) |
| ASSISE (profondeur et largeur) | | 305-610mm / 12-24" |

FONCTIONS ÉLECTRIQUES

Lift et bascule d'assise
300mm / 45°

Inclinaison
repose-jambe
95-180°

Basculé d'assise 50°

Lift 300mm

Inclinaison dossier
95-160°



built4me **EDUCATION IN MOTION**



SUNRISE
MEDICAL.

www.SunriseMedical.be

Comme tout fauteuil roulant équipé de moteurs, votre fauteuil ne doit JAMAIS rouler dans l'eau, dans les rivières, les ruisseaux et la mer. Vérifiez en ligne la version la plus récente. Les informations et spécifications contenues dans la présente brochure sont correctes et actualisées au jour de la publication. Elles peuvent être modifiées à tout moment.

Magic Mobility fait partie de la famille Sunrise Medical.

magic
Mobility™

**HORS PISTE,
HORS NORME**



magic
XT4™



TOUJOURS *Plus Loin*

Le XT4 est le fauteuil roulant électrique tout-terrain le plus extrême au monde au gabarit urbain et compact. Avec des suspensions avant et arrière et une direction assistée, il a été conçu pour repousser les limites de votre liberté dans un monde qui n'est pas plat.

Grâce à son autonomie accrue permise par ses batteries haute capacité et à ses feux intégrés puissants, le XT4 a tout pour vous permettre de vous aventurer plus loin que jamais, en toute sérénité.



CONTRÔLE PRÉCIS EN MARCHÉ AVANT/ ARRIÈRE

Même sur des surfaces glissantes ou à faible adhérence, la direction intuitive du fauteuil roulant confère un sentiment de réactivité, de sécurité et de contrôle, en marche avant comme en marche arrière. Pour se déplacer, le XT4 fait appel à des différentiels combinés à un servo de direction de pointe.

ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ

Ne vous laissez pas surprendre par l'obscurité ! Déplacez-vous en toute sécurité avec notre système d'éclairage LED intégré, à l'avant comme à l'arrière.



STABILITÉ ET SUSPENSION BREVETÉE

Stabilité et traction 4x4 optimales

Notre suspension brevetée associée à la puissance d'un moteur pour chacune des quatre roues motrices assure une puissance optimale pour le franchissement des obstacles, la traction et le contrôle.

Les roues avant et arrière sont montées sur leur propre bras pivotant qui s'adapte de manière autonome et en souplesse aux caractéristiques du terrain. Ce faisant, les quatre roues sont constamment en contact avec le sol, garantissant une conduite plus agréable, une stabilité renforcée et un contrôle accru, même sur les terrains les plus extrêmes.

AUTONOMIE ACCRUE DE LA BATTERIE

Plus loin, plus longtemps

Le XT4 est doté de batteries haute capacité*. Celles-ci ont une autonomie exceptionnelle, indispensable pour un fauteuil à 4 roues motrices. Elles vous permettent de repousser les limites de vos explorations et de vous aventurer encore plus loin.

Allez plus loin, plus longtemps, en toute sérénité.

*115 Ah au taux de décharge C20.



NE FAIT QU'UNE BOUCHÉE DES TROTTOIRS

Puissance débridée

Avec quatre moteurs de 700 Watts, le XT4 fournit la puissance nécessaire pour vous frayer un chemin sur quasiment tous les types de terrain et de surmonter les obstacles les plus ardues du quotidien. Alors si vous vous demandez si le XT4 sera capable de vous emmener ici ou là, il y a de fortes chances pour que la réponse soit OUI!

Because the world's not flat™