

COMPLETAMENTE EQUIPAGGIATA PER L'AVVENTURA

Per coloro che amano andare oltre i limiti. Fino a dove volete spingervi?

CARATTERISTICHE E ACCESSORI PER IL FUORISTRADA

XT4 offre una gamma di funzioni elettriche, sedute e accessori progettati per aiutarvi e per attrezzarvi per la vostra avventura. Vi sentirete sempre a vostro agio quando sarete impegnati nel vostro hobby, esplorerete nuovi luoghi o vi troverete su una spiaggia. Con un'ampia gamma di accessori, dal kit antiforatura al supporto per la fotocamera, dal parasole al porta canna da pesca, abbiamo pensato a tutto quello che vi potrebbe servire quando decidete di esplorare sempre di più.



SEDUTA REHAB O MPS

Possibilità di scegliere un sistema di seduta Rehab o MPS e tra un'ampia gamma di altre opzioni, ad esempio schienale abbattibile in avanti o rimovibile per facilitare il trasporto, braccetto del joystick swing away e un'ampia gamma di appoggiatesta. Tutti i modelli della linea Magic Mobility dispongono di tutte le principali opzioni di seduta.



COLORE DEL TELAIO

È possibile scegliere per il telaio tra uno dei 3 colori molto popolari disponibili. Le nostre eleganti rifiniture metalliche di alta qualità aggiungono alla gamma XT un tocco sorprendente conferendole una immagine speciale.



XT4 SPECIFICHE

PORTATA MASSIMA	Con modulo elevazione/basculamento	160kg / 350lb
	Con telaio fisso	182kg / 401lb
VELOCITÀ MASSIMA		10km/h / 6.2mph
VELOCITÀ MASSIMA	Con elevazione	5km/h / 3.1mph
LUNGHEZZA DELLA BASE		1000mm / 39"
LARGHEZZA DELLA BASE		700mm / 27.5"
RUOTE		Pneumatici fuoristrada 145 / 70-6
COLORI DEL CERCHIO		Nero / Argento
ALTEZZA DALLA SEDUTA A TERRA		480mm / 19"
DISTANZA DA TERRA		100mm / 4"
RAGGIO DI STERZATA		1410mm / 55.5"
MOTORI		4 motori in linea da 700 W
PESO DELLA CARROZZINA	(minimo)	Base, batterie, seduta Rehab, pedana centrale, senza modulo di elevazione elettronico. 185kg / 408lb
	(standard)	Base, batterie, seduta Rehab, con elevazione, basculamento, reclinazione e pedane elettronici. 220kg / 485lb
SISTEMA DI GUIDA ELETTRONICO		R-net
CAPACITÀ DELLA BATTERIA		115Ah (C20)
SEDUTA	(profondità e larghezza)	305-610mm / 12-24"

FUNZIONI ELETTRONICHE STANDARD

Elevazione e basculamento della seduta: 300 mm / 45°



Reclinazione: 95-160°

Basculamento: 50°

Pedana elevabile: 95-180°

Elevazione della seduta: 300 mm / 12"



Because the world's not flat

Magic Mobility +61 3 8791 5600
enquiries@magicmobility.com.au
Sito WEB: magicmobility.com.au



Per ulteriori informazioni
inquadrare il QR



Sunrise Medical S.r.l.
Via Riva, 20 - Montale
29122 Piacenza, Italia
Tel +39 0523 573111
Fax +39 0523 570060
www.SunriseMedical.it



XT4_ITALIAN_JUNE2025_v004



FUORISTRADA, FUORI DALL'ORDINARIO



Per favore, tenere sempre presente che la vostra carrozzina è dotata di motori elettrici e che NON DEVE MAI essere guidata per attraversare pozze d'acqua profonde, corsi d'acqua e per entrare in mare. Controllare online la versione più aggiornata. Le informazioni e le specifiche contenute in questa brochure sono corrette e aggiornate al momento della stampa e possono essere soggette a modifica. © Magic Mobility. Prodotta in Australia.

XT4™

PER AVVENTURARSI PIÙ *Lontano*

XT4 è la carrozzina elettronica fuoristrada più estrema al mondo, con dimensioni di una comune carrozzina per ambienti urbani. Dotata di sospensioni anteriori e posteriori e servosterzo, è progettata per ampliare i limiti della libertà personale in un mondo che non è piatto.

Con un'autonomia superiore grazie alle sue batterie ad alta capacità e ai suoi fari integrati ad alta efficienza forniti di serie, XT4 offre tutto quello che è necessario per affrontare in condizioni di sicurezza percorsi particolarmente lunghi.



SOSPENSIONI BREVETTATE E STABILITÀ

Trazione 4 WD e stabilità ottimali

Le nostre sospensioni brevettate, accoppiate alla potenza di un motore per ciascuna delle quattro motrici, offrono una soluzione ottimale per il superamento di ostacoli, la trazione e il controllo.

Le ruote anteriori e posteriori sono montate su un proprio asse oscillante che consente di regolarle indipendentemente per adattarle ai rilievi del terreno. Questo consente di mantenere tutte e quattro le ruote a contatto con il terreno e di offrire stabilità e controllo maggiori anche quando si procede sui terreni fuoristrada più estremi.

GAMMA DI BATTERIE MIGLIORATA

Spingersi oltre, per più tempo e vedere di più

XT4 è dotata di serie di batterie ad alta capacità*. Le batterie garantiscono un'autonomia eccezionale per questa potente trazione 4WD, ampliando la possibilità di esplorazione con la consapevolezza di poter percorrere una lunga distanza. Ora è possibile andare più lontano e per più tempo in tutta tranquillità.

* 115 Ah, a tasso di scarica C20 (20 ore).

CONTROLLO PRECISO IN MARCIA AVANTI E IN RETROMARCIA

Quando si percorrono terreni scivolosi o a bassa aderenza, il servosterzo intuitivo della carrozzina trasmette una sensazione di affidabilità, di risposta ai comandi e di controllo quando sia in marcia avanti sia in retromarcia. Per le sterzate, XT4 utilizza una particolare combinazione delle velocità differenziali delle ruote e di un sistema di servosterzo leader del settore.

LUCI A LED INTEGRATE

Non fatevi sorprendere dal buio! I fari a LED anteriori e posteriori integrati vi consentono di illuminare in sicurezza il vostro percorso.



NESSUN PROBLEMA CON I CORDOLI

La potenza per fare di più

I quattro potenti motori da 700 W di XT4 consentono di erogare la potenza necessaria per affrontare idealmente qualsiasi tipo di terreno e per superare gli ostacoli più difficili. Pertanto, se vi state chiedendo: "XT4 sarà in grado di portarmi fino a dove voglio arrivare?". La risposta sarà, molto probabilmente, "SÌ"!

Because the world's not flat™