

FÜR ABENTEUER AUSGESTATTET

Für Menschen, die über ihre Grenzen hinaus gehen möchten.
Wie viel weiter werden sie sich hinauswagen?

FUNKTIONEN UND ZUBEHÖR FÜR GELÄNDEFAHRTEN

Der XT4 bietet eine Reihe von elektrischen Funktionen, Sitzsystemen und Zubehör, damit Sie für ihre Abenteuer gerüstet und bereit sind. Genießen sie Ihre Hobbys, entdecken sie neue Orte oder fahren sie zum Strand. Von pannenbeständigen Kits und Kamerahalterungen bis hin zu Sonnenschutz und Angelhaltern – wir haben an alles gedacht, das Sie für Ihre Erkundungsreisen im Gelände brauchen könnten.



REHAB- ODER MPS-SITZSYSTEM

Wählen sie zwischen Rehab- und MPS-Sitzen und Rücken sowie einem breiten Spektrum an anderen Optionen wie nach vorne faltbaren oder abnehmbaren Rücken, um den Transport zu erleichtern, oder wegschwenkbaren Joystickhalterungen und verschiedenen Kopfstützen. Alle unsere Kernoptionen für Sitzsysteme gehören beim gesamten Produktprogramm von Magic Mobility zur Standardausstattung.



WÄHLEN SIE DIE FARBE IHRES FAHRGESTELLS

Wählen sie aus den drei beliebtesten Fahrgestellfarben aus. Unsere eleganten, hochwertigen Metallic-Lacke sehen spektakulär aus und verleihen der XT-Reihe Tiefe und Dimension.



XT4 SPEZIFIKATIONEN

MAX. KÖRPERGEWICHT DES BENUTZERS	Mit elektr. Sitzlift/ Sitzneigungsverstellung	160 kg / 350 lb
	Mit festem Rahmen	182 kg / 401 lb
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT		10 km/h / 6,2 mph
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT (mit Sitzlift)		5 km/h / 3,1 mph
LÄNGE DES FAHRGESTELLS		1000 mm / 39"
BREITE DES FAHRGESTELLS		700 mm / 27,5"
RÄDER		Gelände-Luftreifen 145 / 70-6
HÖHE VOM SITZ BIS ZUM BODEN		480 mm / 19"
BODENABSTAND		100 mm / 4"
WENDERADIUS		1410mm / 55,5"
MOTOREN		4 x 700 W, parallel angeordnet
GEWICHT DES ROLLSTUHL	(Minimum)	Fahrgestell, Akkus, Rehab-Sitz, zentral montierte Fußraste, kein elektrischer Sitzlift 185 kg / 408 lb
	(Standard)	Fahrgestell, Akkus, Rehab-Sitz mit elektr. Sitzlift, Sitzneigungs- und Rückenwinkelverstellung und Fußrasten 220 kg / 485 lb
ANTRIEBSELEKTRONIK		R-net
BATTERIEKAPAZITÄT		115 Ah (C20)
SITZ (Tiefe und Breite)		305-610 mm / 12-24"

ELEKTRISCHE STANDARDFUNKTIONEN

Sitzlift und Sitzneigungsverstellung
300 mm/45°



magic
Mobility™

XT4

OFF-ROAD
OHNE GRENZEN



Sunrise Medical GMBH
Kahlbachring 2-4, 6924 Malsch/HD
Germany +49 (0)7253 980-0
kundenservice@sunrisemedical.de



Für weitere infos
scannen



XT4™

Bitte denken Sie daran, dass Ihr Rollstuhl mit Elektromotoren ausgestattet ist und keinesfalls durch Wasser, in Flüsse, Bäche, Seen und das Meer gefahren werden darf. Bitte besuchen Sie die Website für die aktuelle Version. Die in dieser Broschüre angegebenen Informationen und technischen Daten sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Änderungen bleiben vorbehalten. © Magic Mobility. In Australien hergestellt.

XT4_GERMAN_SEPT2024_v1

XT4™

WEITER *Hinauswagen*

Das XT4 ist der extremste Gelände-Elektrollstuhl der Welt mit einem Fahrwerk, das auch für die Stadt geeignet ist. Dank der Einzelradaufhängung vorne und auch hinten sowie einer Servolenkung erweitert er die Grenzen der persönlichen Freiheit in einer Welt, die nicht flach ist.

Mit der größeren Reichweite durch Hochkapazitäts-Akkus und integrierten hocheffizienten Scheinwerfern als Standardausstattung bietet der XT4 alles, was sie brauchen, damit sie sich – mit mehr Zuversicht – weiter als je zuvor hinauswagen können.



PATENTIERTE, HOCHWERTIGE RADAUFHÄNGUNG

Ultimative Traction und Stabilität durch Allradantrieb

Unsere patentierte Federung sowie die leistungsstarken Motoren für jedes der vier Antriebsräder bieten die ultimative Leistungsfähigkeit in Bezug auf die Bewältigung von Hindernissen, Traction und Kontrolle.

Die Einzelradaufhängung mit gelenkiger Vorderachse sorgt für die optimale Anpassung an alle Geländeformen. Sie trägt dazu bei, dass alle vier Räder auf dem Boden bleiben und sorgt für einen höheren Fahrkomfort, mehr Stabilität und Kontrolle auch im extremsten Gelände.

GRÖßERE REICHWEITE DES AKKUS

Weiter und länger fahren und mehr sehen

Hochkapazitäts-Akkus* gehören beim XT4 zur Standardausstattung. Sie liefern eine außergewöhnlich große Reichweite für einen leistungsstarken Allradantrieb, erweitern ihren Aktionsradius für mehr Abenteuer und sorgen für mehr Zuversicht über größere Entfernungen.

Jetzt können sie weiter und länger fahren, ohne sich Sorgen machen zu müssen.

*115 Ah bei Entladung C20



PRÄZISE KONTROLLE BEI VORWÄRTS- UND RÜCKWÄRTSFAHRT

Auch auf rutschigem Untergrund oder bei schlechter Traction ist die intuitive Joystick-Lenkung zuverlässig, reagiert gut und ermöglicht eine mühelose Steuerung bei Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Der XT4 lenkt mit einer einzigartigen Kombination aus unterschiedlichen Raddrehzahlen und einem in der Branche führenden Servolenkungsmodul.

INTEGRIERTE LED-BELEUCHTUNG

Unterwegs bei Dunkelheit? Kein Problem! Die integrierte LED-Beleuchtung vorne und hinten gehört bei allen XT-Modellen zur Standardausstattung, damit Sie immer gut sehen können.



BORDSTEINE? ÜBERHAUPT KEIN PROBLEM!

Unaufhaltsame 2800 Watt Leistung

Dank seiner vier leistungsstarken 700-Watt-Motoren liefert der XT4 die Leistung, die sie für die Fahrt in fast allen Geländearten und die Überwindung der schwierigsten Hindernisse brauchen.

Also, wenn die Frage lautet: „Bringt mich der XT4 dorthin?“, ist die Antwort mit hoher Wahrscheinlichkeit „JA“!

Because the world's not flat™